



ピジョンタヒラ 総合カタログ

2023
|
2024

介護に向き合う気持ちに寄り添いながら
あなたの今にゆとりと笑顔を

らくらく

時間や労力のかかる
ケアや作業を軽減

かるがる

女性でも大丈夫
体の負担を軽減

かんたん

難しい作業を
誰でも悩まず簡単に

きちんと

お肌の清潔と
衛生的な環境を保つ



ピジョンタヒラは 「ハビナスブランド」で応援します。

「ハビナス」は、介護される方への心配り、
介護する方の負担を軽くする優しさのブランド。

介護では高齢者の尊厳を大切にしながら、介護する人の負担を軽くする事が大切です。

いつでもやさしい気持ちでいられるよう、毎日を快適にする介護用品をお届けします。

「ハピリス(ラテン語:ふさわしい)」と「ナース」からの造語。

高齢者の介護をするうえで、もっともふさわしいナースになりたい、という思いを込めました。

あなたの今にゆとりと笑顔を

お世話される方にはもちろん

お世話する方にも快適な介護を実現したい

毎日の介護と向き合うあなたの気持ちに寄り添いながら

あなたの今にゆとりと笑顔を

らくらく

時間や労力のかかる
ケアや作業を
軽減

かるがる

女性でも大丈夫
体の負担を
軽減

かんたん

難しい作業を
誰でも悩まず
簡単に

きちんと

お肌の清潔と
衛生的な環境を
保つ



INDEX



特集

新製品	2・3	排泄ケアシステム	22~29
プロフィットケアシリーズ	4~19	液体とりみ	30~33
プロフィットケア導入事例	20・21	クリンスマイル	34~39



車いす・移動

車いすスペック一覧	42・43	ティルト車いす	46・47
座位保持自走型車いす	44	補助ブレーキ付車いす	48・49
座位保持ティルトリクライニング車いす	44	アームサポート跳ね上げスイングアウト車いす	50
フルリクライニング車いす	45	標準型車いす	51
横付けフルリクライニング車いす	45	車いす用品	51
電動昇降フルリクライニング車いす	45		



排泄

おむつカバー	52	ユニット型施設向けキャリー	58・59
布おむつ	52	おしり洗浄料	60・62
消臭剤一覧	53	おしりふき	61
消臭剤	54~56	撥水クリーム・保湿剤	63
おむつ交換車	57		



清潔・入浴

清拭用品一覧	64	シャンプー・ソープ	70~72
清拭用品	65~68	介助用エプロン・シャンプーハット	72
シャンプー・ソープ一覧	69	シャワーキャリー	73



衛生

衛生ケア用品	74~76
--------	-------



眠り

防水シーツ一覧	77	ビーズパッド	80
防水シーツ	78・79	エアマット	80



食事

液体とりみ剤	81	口腔ケア用品	87~89
食食用エプロン	82・83	食卓いす	90
食具一覧	84	個別昇降テーブル	91
食具	84・85	昇降テーブル	92・93
口腔ケア用品一覧	86		



安全

転倒転落対策用品	94
----------	----



生活

助聴器	94
-----	----

商品コード表	95~103
--------	--------

● 商品改良のため、仕様・外観および価格は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。
● 印刷物と実物とは多少色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

特
集

車
い
す
・
移
動

排
泄

清
潔
・
入
浴

衛
生

眠
り

食
事

安
全

生
活

新製品のご紹介

ご利用者のより快適でポジティブな生活、
介助者のさらなる業務負担軽減を目指しました。



快適な乗り心地と移乗介助の負担を もっと軽減するフルリクライニングキャリー



ハビナス 横付けフルリクライニングキャリー
FC-220

▶ P13



前にも後ろにもしっかり止まる 自動ブレーキ付の車いす



ハビナス ロックアシスタ®Ⅱ
LA-RX

▶ P48



新習慣! 汚れをラクラク、ニオイまですっきり!

トイレトーパーを流せるおしりふきに変えるスプレー。



300ml



詰めかえ用 250ml

ハビナス ラクラクおしり
キレイミスト

▶ P60



尿や便を撥水バリアではじくクリーム

おむつ内の敏感肌にもやさしい低刺激処方。



250g

ハビナス スキンバリアクリーム

▶ P63



エタノール 80.0vol%の保湿剤入り手指消毒剤

pHを酸性にし、ウイルス・細菌に対応。



1L

薬用手指消毒アルコール
指定医薬部外品

▶ P74

プロフィットケア[®]とは

ご利用者の快適でポジティブな生活、
 介助者の負担軽減を叶えるシリーズです。
 様々な状況のご利用者の座る姿勢をかんたん操作で改善し、
 残存能力を活かすことができます。

プロフィットケア[®] 3つのこだわり

自立をサポートする
姿勢保持の工夫が
 盛り込まれている

様々な症状の
 身体の変化に応じて
調整ができ
 長く使える

操作がわかりやすく
かんたんで、
 誰でも使いこなせる



ピジョンタヒラの想い

「正しく座ること」

活動に合わせ、安定した座位姿勢を保つこと



それは
 なぜ？

日々の生活リズムにメリハリをつけ
 その方らしく生活していただきたいため


社会参加

生きる意欲

自立


介護現場の声 2018年9月、介護スタッフ500名を対象にアンケートを実施

Q. ご利用者の座位姿勢が正しくなると
 自立につながると感じますか？



自立支援において**座位姿勢保持**を重視

Q. 現在勤務されている介護施設で
 人手不足を感じることはありますか？




慢性的な**人手不足**の状況も明らかに

「正しく座ること」が自立の第一歩であると
 介護現場でも考えられています。


車いすについてのアンケート結果

Q. 現在勤務されている介護施設にて車いすご利用者の中で正しい座位姿勢を保持することが困難な方はいますか？



車いすご利用者の座位保持は、**全施設共通の課題**

Q. 正しい姿勢を保持することが困難な車いすご利用者に対してどのような対策をしていますか？



クッション・タオル調整と併せて「**座り直し介助**」で対応

正しく座るために、現場では様々な工夫をされています。

そこで

現場でのお困りごとを解決する、座位保持にこだわったプロフィットケアシリーズをラインアップしました。

ご利用者の状態	1	2	3	4	5	6	7
	車いすが必要になってきた。	腕力がなくなり足こぎも必要になってきた。	ベッドや食卓いすへの移乗が困難になってきた。	自走ができなくなった。	標準的な背もたれでは座位が保てなくなってきた。	座位姿勢が苦しくなってきた。	寝たきりの状態が長く続くようになってきた。
今までの車いすラインアップ	自走型			介助型			
	標準型	スイングアウト	肘掛跳上げスイングアウト(自走)	肘掛跳上げスイングアウト(介助)	ティルト	ティルトリクライニング	フルリクライニング
これからの車いすラインアップ	座位保持自走型 ラクリオ			座位保持 ティルトリクライニング ラクレスト		フル リクライニング FC シリーズ	

プロフィットケア[®]シリーズ(車いす)

座位保持自走型 ラクリオ[®]



座位保持能力の変化に合わせて長期間使用できる、自走型車いすです。

▶ P8

座位保持ティルトリクライニング ラクレスト[®]



身体の傾きを支えたり、座奥行を調整できる機能と様々な姿勢に合わせて変形し、座位を保持するティルトリクライニング車いすです。

▶ P10

フルリクライニングキャリア




背中・おしりがズレない独自の機構で、ご利用者が快適に過ごすことができるフルリクライニング車いすです。

▶ P12~

自走しやすく、姿勢がくずれてきた方でも座位保持でき、長く使うことができる

●こんなこと起きていませんか？

座っていると、だんだん姿勢がくずれてきてしまいます…



姿勢良く座っている。だんだん姿勢がくずれてきた…。タオル等で何とか姿勢を保持する。ティルトやティルトリクライニングに乗り換えてしまう。

姿勢がくずれてきてしまう方に、介助式のティルトリクライニング等をご利用いただくと、一時的な姿勢くずれは対応できますが、残存能力の低下を招くおそれがあります。



座位保持自走型 ラクリオなら

ご利用者の座位保持能力の変化に、これ1台で合わせられるので、長期間使用を可能にします。骨盤を安定させ、様々な姿勢くずれに対応します。

動画で詳しく解説しています



PR-1000



※エレベーター取り付け時

ハピナス 座位保持自走型 ラクリオ® PR-1000

115,000円 (非課税)

商品CD 202200CA | レンタル対象品 TAIS 00495-000059

介助ブレーキ付 PR-1000B

134,000円 (非課税)

商品CD 202200DA | レンタル対象品 TAIS 00495-000064

- 自走式背折れ
- 跳ね上げ
- スイングアウト
- スライドバックサポート
- 骨盤ホールド
- 座面角度調整
- 厚手クッションシート
- 転倒防止バー
- ドラム式介助ブレーキ

【材質】 フレーム/アルミ シート・クッション(表地)/ポリエステルクッション(中材)/ウレタンフォーム ※PR-1000Bのみ

オプション

ハピナス エレベーター PTH-EL-1

単体購入 34,650円 (本体価格 31,500円)

車いす同時購入 31,500円 (非課税)

単体購入 商品CD 202910AA | 車いす同時購入 商品CD 202910AB

レンタル対象品 TAIS 00495-000071

介助を **らくらく** **かんたん** にする機能が満載！

ホールド機能

様々な人の骨盤を安定させ、姿勢くずれを防ぐホールド機能(張り調整式)。



スライドバックサポート

様々な人の体格に合わせて高さ調整可能。



折りたたみ可能



4°~18°かんたんレバー操作

より重度になっても骨盤から背中にかけての支持面を増加。シート全体でからだを受けとめる座面角度調整機能。

アームサポート跳ね上げ

転倒防止バー

スイングアウト

握りやすくこぎやすい幅広ハンドリム

一般的な車いす

ラクリオ




前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
6 インチ	22 インチ	435mm	410mm	400mm	400mm	460mm	235mm
座面クッション厚	座面ティルト角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法	重量	耐荷重
50mm	4°~18°	600mm (PR-1000B 620mm)	980mm	1,080mm	390×690×1,020mm (PR-1000B) / 410×690×1,020mm	19.8kg (PR-1000B) / 21.0kg	100kg

座位保持できない方の姿勢を、車いすが変形して長時間サポートします

●こんなこと起きていませんか？

体格はもちろんのこと、拘縮や円背など身体状況が様々でぴったり合う車いすがなかなかありません…



- **Aさん**
背骨の側彎が見られ、左肩が下がっています。
- **Bさん**
アームサポートに寄りかかり、頭部が大きく傾いています。
- **Cさん**
上体を保持できず、アームサポートに乗っているだけの状態です。
- **Dさん**
ずっこけ座りになっています。
- **Eさん**
前かがみになって転倒の危険があります。

ご利用者の状態に合わせてクッションなどをあてる位置を調整したり、タオルを丸めてからだの隙間にはさんだり、こまめに座り直しをしたりと、介助する方々の知識・技術・工夫がとても重要です。



座位保持ティルトリクライニング ラクレストなら

座位保持できない方の姿勢を、車いすが変形して長時間サポート。大柄な方、小柄な方、左右に傾いてしまう方、円背の方など、様々な身体状況に合わせることができます。

動画で詳しく解説しています



製品紹介 座らせ方



PR-2000

※エレベーター取り付け時

ハビナス 座位保持ティルトリクライニング ラクレスト® PR-2000

200,000円 (非課税)

商品CD 202200CB | レンタル対象品 TAIS 00495-000060

介助ブレーキ付 PR-2000B

219,000円 (非課税)

商品CD 202200EA | レンタル対象品 TAIS 00495-000067

- ティルトリクライニング
- スイングアウト
- 座面ワイヤー
- アームサポート高さ調節
- アームサポート上下スライド
- ヘッドサポート調整
- ノーパンクタイヤ
- ラチェット式サイドサポート
- 座奥行調整
- 背中中折れ機能
- 厚手クッションシート
- 足踏みブレーキ
- ドラム式介助ブレーキ ※

※PR-2000Bのみ

【材質】フレーム/アルミ クッション(表地)/塩化ビニールレザー クッション(中材)/ウレタンフォーム

オプション

ハビナス エレベーター PTH-EL-1

単体購入 34,650円 (本体価格 31,500円)

車いす同時購入 31,500円

単体購入 商品CD 202910AA | 車いす同時購入 商品CD 202910AB

レンタル対象品 TAIS 00495-000071

介助が **らくらく** 座位保持 工具不要で **かんたん** 操作!

ヘッドサポート・座奥行調整

大柄な方から小柄な方まで幅広く対応。



座奥行調整

背中・中折れ機能

円背や食事の際の姿勢をサポート。



かんたんレバー操作

スライドアームサポート (自動ロック)



スイングアウト

ラチェット式サイドサポート

左右へのからだの傾きを改善します。



3点レバー式ヘッドサポート



転倒防止バー



足踏み駐車ブレーキ

リクライニングしても横からかけられる

ノーパンクタイヤ

シート3層構造

ご利用者に優しい乗り心地のための工夫。

ワイヤー スプリング



ベースクッション


やわらかクッションシート

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高	座面クッション厚
6 インチ	14 インチ	470mm	410mm	400mm	360~440mm	500mm	175/200/225/250mm	50mm
座面ティルト角度	リクライニング角度	全幅	全高	全長	折りたたみ	重量	耐荷重	
7°~17°	95°~130°	574mm	1,200mm	1,100mm	580×840×720mm	26.5kg(PR-2000B 29.0kg)	75kg	

おしりも背中もズれない快適な乗り心地と、介助者の負担軽減を追求


●こんなこと起きていませんか？

ずっと座っている姿勢なのでどんどんすべってきます…




ご自身で座り直しが難しいご利用者は、長時間同じ姿勢のため、褥瘡(床ずれ)のリスクも高く、身体に負担がかかります。ずり落ち防止の工夫がない車いすでは、ズルズルとすべり台のようにすべり落ちてしまいます。座り直し介助の負担も大きいです。

狭いスペースでもとりまわしが楽だといいですよね…



ラクな姿勢で移乗したいですよね…



高さの合わせられないものに対しての移乗は大変ですよね…



そのお悩み、フルリクライニング車いす FC シリーズが解決します！

FC-120



レザーシートタイプ

まる洗いシートタイプ

- 一般消毒(200ppm)、おう吐物の消毒(1000ppm)の次亜塩素酸にも対応
 - 血液防汚機能 ● 抗菌機能
 - 通気性がよいのでムシが軽減され快適
 - 洗濯機でまる洗いでできていつも清潔
- ※洗濯は、説明書の洗濯方法に従ってください。

背中もおしりもズれない快適な乗り心地と介助者の負担軽減を追求。

ハビナス フルリクライニング車いす FC-120

レザーシートタイプ サイドスカート付き

260,000円(非課税)

商品CD 202012AH レンタル対象品 TAIS 00495-000050

まる洗いシートタイプ サイドスカート付き

280,000円(非課税)

商品CD 202012AG レンタル対象品 TAIS 00495-000051

- フルリクライニング
- エレベーター運動
- ワイヤースプリング
- アムサポート上下スライド
- ヘッドサポート角度調整
- 厚手クッションシート
- 足踏みブレーキ
- 運動式転倒防止バー



動画で詳しく解説しています

【材質】フレーム(表面処理)/スチール(粉体塗装) シート(表地)/塩化ビニールレザー(レザーシートタイプ) ポリエステル(まる洗いシートタイプ) シート(中材)/ウレタンフォーム(レザーシート) ウレタンフォーム洗えるタイプ(まる洗いシートタイプ)

FC-220



横付け機能付きで、アプローチがとても楽に。狭いスペースでも取りまわしがしやすいです。

ハビナス 横付けフルリクライニング車いす FC-220

320,000円(非課税)

商品CD 202015AA レンタル対象品 TAIS 00220-000169

- フルリクライニング
- エレベーター運動
- ワイヤースプリング
- アムサポート上下スライド
- 厚手クッションシート
- 足踏みブレーキ
- 転倒防止車輪
- ヘッドサポート角度調整
- 横付け機能



動画で詳しく解説しています

【材質】本体フレーム/スチール(粉体塗装) シート(表地)/塩化ビニールレザー シート(中材)/ウレタンフォーム

FC-320



電動で昇降するので、持ち上げない介護が可能になります。

ハビナス 電動昇降フルリクライニング車いす FC-320

520,000円(非課税)

商品CD 202020DA レンタル対象品 TAIS 00220-000168

- フルリクライニング
- エレベーター運動
- ワイヤースプリング
- アムサポート上下スライド
- 厚手クッションシート
- 足踏みブレーキ
- 転倒防止車輪
- 前輪キャスターロック
- ヘッドサポート角度調整
- 横付け機能
- 電動昇降



動画で詳しく解説しています

【材質】本体フレーム/スチール(粉体塗装) シート(表地)/塩化ビニールレザー シート(中材)/ウレタンフォーム
 【電装品】電源:AC100V 50/60Hz、バッテリー:DC24V
 充電時間:約6時間、連続使用時間:2分、電源コード:約3m

プロフィットケア フルリクライニングキャリーシリーズ 共通特長

特長1 | 居住性を高める3つの機能

1 クッション性



背面と座面はワイヤースプリングで支える乗り心地の良さ

2 背中がズレ防止



背中がズレない多支点リンクの関節構造リクライニング

3 おしりのズレ防止



おしりがズレない膝ティルト

特長2 | 1つのレバーでらくらく4つの動き

リクライニングレバー

複雑な操作は車いすにおまかせ

連動: 背中がズレない多支点リンク

連動: おしりがズレない膝ティルト

リクライニング

連動: 転倒防止バー ※FC-120のみ

優れた重心バランスのFC-120の安全性をより高めます。

特長3 | 女性にもやさしいかんたん6つの操作

アームサポートは上げれば自動ロック

ヘッド部は前後に押すだけ ※視線改善や食事がしやすい姿勢になります

フットサポートの高さ調整は工具いらず

リクライニングしても持ちやすい水平ハンドル


リクライニングしても横からかけられる足踏み駐車ブレーキ ※画像はFC-220です。

単独エレベーター可能 ※画像はFC-320です。

プロフィットケア フルリクライニングキャリー FC-220/-320 共通特長

横付け機能でらくらくかんたん車いす取りまわし

ベッドに斜めに近づけてもそのまま横付けできる!



横付けする

横付けペダル

横付けキャスター

完全に踏みこむ

後車輪が接地

後車輪が浮く

横付けペダルを踏むことにより、横付けキャスターが床に接地。(同時に駐車ブレーキがかかります。)ベッドへの横付けがラクにできます。

横付けから戻す

やさしさプレート

横付けペダルが足裏に当たる

横付けキャスターが接地

後車輪が接地

戻す時は、やさしさプレートを踏み横付けペダルが足裏に当たることで、静かに後車輪を床に接地することができます。駐車ブレーキはかかったままのため安心です。

フルリクライニングキャリー FC-320 特長

特長 1 | 電動昇降で **らくらく** **かるがる** 移乗介助

座面高が535mm~750mm(前座高)で無段階調整が可能。
ベストな高さで移乗介助ができます。



ストロークが215mmあります。

手元スイッチ



特長 2 | 高さメモリ機能で **らくらく** **かんたん** に高さ合わせ

事前に高さを登録し、「高さ合わせボタン」を押すと、登録した高さに昇降し自動で停止します。高さ合わせを考えなくても良いので、昇降中もご利用者をしっかり見守ることができます。



その他の機能も充実!



転倒防止車輪

背面(左/コントロールボックス、右/バッテリー)バッテリーの充電コードは背面に収納可能

ストッパー付き前輪キャスター

FC-120

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
6インチ	12インチ	521mm	491mm	430mm	440mm	704mm	237mm
座面クッション厚	リクライニング角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法	重量	耐荷重
50~60mm	98°~166°	604mm	1,195mm	1,067mm	604x680x907mm	31.0kg	75kg

FC-220

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
6インチ	12インチ	521mm	491mm	430mm	440mm	704mm	237mm
座面クッション厚	リクライニング角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法	重量	耐荷重
50~60mm	98°~166°	604mm	1,195mm	1,100mm	604x680x955mm	37.0kg	100kg

FC-320

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
直径125mm	12インチ	535~750mm	505~720mm	430mm	440mm	705mm	237mm
座面クッション厚	リクライニング角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法	重量	耐荷重
50~60mm	98°~166°	604mm	1,210~1,425mm	1,160mm	604x705x1,010mm	54.5kg	100kg

フルリクライニングキャリー オプション

FC-120、FC-220、FC-320 共通



専用ヘッドサポート

左右1組 専用肘当てカバー

点滴棒

点滴棒ホルダー

専用シートベルト




座奥行短縮シート

FC-120 専用



酸素ボンベ架

FC-220 専用




酸素ボンベ架兼点滴棒ホルダー

※価格はお問い合わせください。
※写真は座奥行短縮シート以外は、旧レザーシートです。
※外観は予告なく変更することがあります。
※FC-320は、酸素ボンベ架取付不可となります。

ご利用者の自立支援と介助者の負担軽減をかなえる、一本脚の個別昇降テーブル

●こんなこと起きていませんか？

テーブルの高さが合わないことで、
上手く食事ができないご利用者がいます…



食卓についてのアンケート結果

Q.施設利用者について、食卓の高さが個々に合っていないことがありますか？

テーブルの高さが合わない事例



車いす足こぎ(低床)のご利用者

テーブルの高さが合わず、介助者が食器を膝の上に乗せてあげないと自分で食事ができない。

※テーブルの高さ:700mm
使用の車いす:低床前座高375mm



円背のご利用者

介助者が食器を膝の上に乗せてあげないと食事ができない。


利用者の目線で見ると…

テーブルが高すぎて配膳された食事に手が届かないため、介助者が都度、食器を渡すなどの一部介助を行っています。



- 器の中身が見えていない。
- 奥の食器は、存在すら気づかないことがある。
- うどんなどの深さのある器も、中身が見えないため食べ残してしまう。

個別昇降テーブル ここあ 特長



それぞれの高さに合わせ、みんなで食事ができます。

ハピナス 個別昇降テーブル ここあ® PR-T4

264,000円(本体価格 240,000円)

ここあ天板 商品CD 300092AB ここあ台座 商品CD 300092AC

【材 質】天板/メラミン化粧板 フレーム/スチール(粉体塗装)
【サイズ】925x1,525mm 【天板下高さ】585~810mm 【重量】83.0kg

らくらく 個別高さ調整可能な天板

どんな体格でも車いすでも、ぴったり合う調整範囲。



パドルレバー

誤使用防止カバー付のパドルレバーで、かんたんに無段階調整できる。



らくらく 車いすアプローチ

四隅にテーブルの脚がないため、車いすでもアプローチしやすい。




個別昇降テーブル ここあなら

ご利用者一人ひとりに合わせて、簡単にテーブルの高さを調整できるので、ご自分での食事がしやすくなります。



動画で詳しく解説しています




適正な高さのテーブルに着席した時の目線

ワンポイント テーブルの高さの重要性

ご自分で食事ができるご利用者にとって、テーブルの高さは大変重要なポイントです。食べるものがご自分の目線にあって、腕の可動域内に配膳され、手が届く環境を作ることによって、自立(一部介助)状態を少しでも長く維持できます。

●MEMO

似たような身長でも、腕がどこまで上がるかによって手の届く範囲が異なるため、それぞれに机の高さを合わせる必要があります。



● FC-320を利用して

北海道 医療法人 護生会 介護老人保健施設 月形緑苑様
生活支援部長 荒貝様、介護課課長代理 多田様、介護課主任 白崎様、小川様

以前は、ベッドとリクライニングの高さが合わず、移乗する際に持ち上げなければならない上に全介助での移乗が大変な方が増えてきており、職員負担となっていたと同時にご利用者の身体的負担が生じることもありました。また、ストレッチャーの代わりにリクライニング車椅子を使用していたため移乗に不都合がありました。



FC-320を利用して、ご利用者がベッドから移動する際(入浴・シーツ交換・受診等)に高さが揃えられ、役立っています。やさしさプレートを踏み振動を減らしたり、フルフラットでの移乗のしやすさは、ご利用者の負担も軽減しています。容態の不安定な方の面会にはベッドごと移動していましたが、FC-320を利用することでスタッフ一人で対応できました。現時点でもご利用者の負担、職員の負担は軽減されていると感じていますが、まだ使用頻度は多くないため、使える機能をフルに生かしてさらにご利用者への負担、職員への負担も減らしたいと考えています。

山口県 特別養護老人ホーム様

従来のフルリクでは低い位置での移乗となり腰痛の問題もあり、抱えない介護をおこなう上で、スライディングボードによる水平移乗を行うため、電動昇降のあるFC-320の購入の検討となりました。麻痺の強い大柄なご利用者を食堂や風呂に連れて行く時の離床時に使用しています。高い位置で水平移乗できるので、腰痛対策となっています。また、病院搬送時、病院のレントゲン台に合わせやすく非常に助かっています。

● FC-220を利用して

埼玉県 こうのすナーシングホーム共生園様

ベッドから車椅子の移乗で、身体が大きく移乗が大変なご利用者が数名いらっしゃいました。以前から使っている車椅子はフラットにならない物が多かったのですが、FC-220を利用するようになり、横付け機能のおかげで狭いスペースでもベッドへのアプローチがラクになり、車椅子がフラットになりスライディングシートと併用し使うことで、特に大柄なご利用者の移乗がスムーズになりました。座位保持機能が優れていて、リクライニング時に利用者がズレ落ちて行かない所も気に入っています。



山口県 特別養護老人ホーム様

食堂のスペースが狭く、大きなフルリクは切り返しが大変で、食堂スペースを大きくする改築も考えていました。しかし、FC-220を利用して、小回りが利き解決できました！食堂での使用時に大変助かっています。ベッドへ移乗時にも活躍していて、フルフラットとなりストレッチャー代わりとしても使用しています。

● ここあを利用して

島根県 特別養護老人ホーム様

斜めの姿勢で手元に食器を乗せて食事をしており、食事中も不機嫌で食事が進まない事から、職員が食事を勧める声かけが必要な方にここあを使っていたいただきました。今までは、食べ残す事も多かったのですが、ここあでテーブルの高さを合わせ、正しい姿勢で食事がとれるようになった事で、全員摂取するようになり、職員の声かけも必要なくなりました。施設長も「これまでは食事の時間が苦痛だったのが不機嫌だったが、ここあを使い始めて、人格が変わったのかと思うくらい笑顔がたくさん出るようになった。」と絶賛。「利用者の笑顔が増えるのであれば」とここあを追加購入しました。他のご利用者では、これまで食事時間に職員が車椅子で席まで連れて行っていった人が、ここあを使用すると、1枚の天板を自分の席として理解できるようになり、自分で自発的に食事に向かわれるという事例もありました。

埼玉県 特別養護老人ホーム様

現状、4人掛けテーブルに、車椅子ご利用者2名がゆったりと使っているユニットがあり、他のご利用者が使えない状況が生じていました。ここあで、個別に高さを調整し名前座席シールを貼ったところ、4人で座っていただく事ができ、食事介助等、業務省力でき、非常に助かっています。

● ラクリオを利用して

東京都 特別養護老人ホーム様

座位姿勢を保つ事が難しく、車いす上では身体が右に大きく傾く様になってきた進行性難病の女性。「せめて、背中を預けて座る事が出来る車椅子に乗せてあげたい」というご家族の要望もあり、ラクリオに乗っていただきました。正直、もっと首を支える車椅子が必要なのでは？と不安もありましたが実際に座って頂くと、目に見えてご本人の姿勢に変化がありました。ゆったりと背中を預けて、座面深くまで座り、呼吸が深くゆっくりとしてきます。自発的に座っていると安堵の表情が見受けられ、なんと自身の傾いた首を、元に戻す仕草まで見受けられました。1時間後の昼食時では、全介助だった食事動作が、ご自身の手で自力摂取されたと報告を受け、大変な喜びと感動で胸がいっぱいになりました。



三重県 介護老人保健施設様

仙骨部に褥瘡があるご利用者に利用しています。標準タイプの車いすを利用していましたが、ラクリオに乗ったことにより、褥瘡が完全治癒につながりました。座位を保つことができ、仙骨部への圧が解消されたことが理由だと思われます。バックサポートで、眠気で後ろに反り返ることが減り、骨盤部分のサポートで座位を保つことができている。座面角度調整は使っていません。離床時間が増えると刺激が増え認知進行防止になりますが、このような車いすがないと臥床対応が多くなってしまいます。座位は悪いが何とか座っていられる方が数名いるので、ラクリオの座位保持機能は非常に良いと思っています。

福島県 特別養護老人ホーム様

他の標準車ベースの車いすに比べ、車体の剛性が高く、安定感がある点が気に入っています。ティルト機能があることで、職員が利用者に合わせてやすい点が良いです。また、ティルトさせる事で、おしりに掛かる圧位置が変えられ利用者がラクになりました。スライドヘッドサポートの頭に当たる部分が、凹ヘッド形状ではなくかまぼこ形状のため、利用者がラクになりました。

● ラクレストを利用して

神奈川県 特別養護老人ホーム様

今までの車いすだと、背中がうまく合わず、後ろに反ってしまったご利用者に使っていただいたところ、ヘッドサポートがフィットして、首の角度が落ち着きました。クッションを使わずにポジショニングができるため、座位保持の作業が楽になった。ご利用者の表情が心なしか穏やかになったのが良かったです。

福岡県 特別養護老人ホーム様

食事という重要な介護において、この車いすはとても心強い味方になっています。姿勢を保持することができて、各利用者にあった調整を行うことができ、誤嚥予防にも効果的。ラクレストを使用しているご利用者は、全介助から一部介助にADLが向上した。これからも、その人に合った福祉用具を見極め、ケアに活かしていきたいと考えています。



宮城県 特別養護老人ホーム様

ご利用者は麻痺があるものの、意識は健常者と変わらず、はっきりと意見が言える方に利用していただいています。今の車いすの乗り心地に不満があったらしく、全体的にシートが薄く、特におしりの部分が痛くなる為、厚めのクッションを併用されていましたが、クッションを敷いている事で、身体を預けた際のバランスが悪くなり、背中もズレ易くなる事が見て取れました。ラクレストでは、クッションを使用しなくてもおしりが痛くならず、ご利用者からも乗り心地が良いと最初から高評価でした。サイドサポート両側とも少し角度を付け、座奥を少し前に出してあげる等、簡単な操作で乗り心地は格段に良くなりました。

兵庫県 特別養護老人ホーム様

パーキンソン病で、上下肢・体幹に筋固縮があり、発語が困難な方に使用しています。意思表出が困難なので、表情から身体状況を読み取っています。以前は標準タイプの車いすを使用していて、その場での姿勢改善は度々していましたが、時折表情から不快感が見られる場合がありました。ラクレストを使用して、表情が明るくなっている印象を受けています。車いす自体の細かい設定が可能で、良肢位が獲得できたことも関連していると考えています。その方に合ったシーティングポジションが重要で、結果的にQOLの向上につながるかと考えています。

長崎県 養護老人ホーム様

①テーブルの高さが合わずなかなか食べてくれない。②体格や使用している車いすの大きさで食事の席を決めるが、いつも一緒にいる人ではない人とテーブルにつくことになり何かとトラブルが起こる。③食事しやすいように別の車いすや椅子に座り直してもらったり、足乗せ台を準備したりして時間がかかっている。ここあを使って天板の高さを個別に変えただけで①～③のお困りごとが解決し、さらに四方に脚がない事で車いすの取りまわしが楽になり、狭い食堂が広く使えるようになりました。

岡山県 特別養護老人ホーム様

食事する時の姿勢に重点をおいており、食べ物の見える高さに合わせて足をしっかりとつけて食事をする事に心掛けています。その為、固定式テーブルから昇降テーブルに毎年数台ずつ買い替えています。今までは身長が同じ利用者を集めて昇降テーブルを使用していましたが、食事は利用者の楽しみであり、身長・車椅子が違っても仲の良い人同士で食事ができるようになったので、非常に良かったです。



排泄ケアシステムのご提案

こんな事
ありませんか？

安全性や快適性の高い充実したケアを
してあげたいけど、業務がたくさんあって、
なかなか時間が足りない…



ピジョンタヒラの「排泄ケアシステム」なら 充実の排泄ケアが叶えられます

スキントラブルを起こさない安心のケア

快適なケア

尊厳を守るケア

きちんと

スキンケア



時短

準備 / 片付け



時短

準備 / 移動 / 片付け



今まで

準備・移動

おむつ交換

片付け・準備・
移動

おむつ交換

片付け・準備・
移動



これから

準備・移動

おむつ交換

移動

おむつ交換

移動



作業を時短し、ご利用者への時間を充実させましょう。

時短

準備 / 片付け

詳しくは ▶ P 24,25



時短

準備 / 移動 / 片付け

詳しくは ▶ P 26,27



きちんと

スキンケア

詳しくは ▶ P 28,29





下拭きタオルと使い捨ておしりふきの工程比較

最大
11工程

下拭きタオルの場合

- 1 ストックの置いてあるリネン庫からフロアに運ぶ。
- 2 タオルをぬらす、しぼる、丸める。
ぬらしたタオルを絞るのがすごく大変で、時間もかかるんです…
- 3 清拭車やウォーマー等に保管する。
- 4 取り出しておむつ交換に行く。
- 5 おしりを拭く。
- 6 使用済み紙おむつ・タオルをバケツやゴミ袋に入れ、汚物処理室へ運ぶ。
- 7 使用済みタオルは回収袋へ分別。
タオルと紙おむつを一緒に捨ててしまうこともあって大変…

リースの場合

施設内洗濯の場合

- 8 外倉庫に運ぶ。
- 8 使用済みタオルを洗濯室へ運ぶ。
- 9 付着した汚物を取り除く。
すごく大変な作業です…
- 10 汚物除去機で予洗い。
- 11 仕上げ洗い・乾燥。

たったの
5工程

使い捨て
おしりふきの場合

- 1 ストックの置いてある棚からフロアに運ぶ。
- 2 おむつ交換に行く。
- 3 おしりを拭く。
- 4 使用済みおしりふきを紙おむつに包み、ゴミ袋に入れ、汚物処理室へ運ぶ。
- 5 ゴミを外の収集場所へ運ぶ。

準備

交換
おむつ

後片付け

短縮

短縮

短縮

分別しないでいいから
すごくラク!

汚物に触れる回数が減るので感染リスクも下がって助かります!

排尿後に

使い捨ておしりふきを使った
おむつ交換時のおしりの拭き方

用意するもの

●やぶれにくいタイプのおしりふき

動画で
わかりやすく▶



おしりふきの
折り返し方▶



もっと簡単に
やぶれにくい
大判厚手▶




おしりふきを取り出し、四つ折りにして、全体を拭く。



拭き取る面を変え、陰部周辺の汚れのつきやすい部分(性別によって異なる)を細かく拭く。




拭き取る面を変え、陰部周辺の汚れのつきやすい部分(性別によって異なる)を細かく拭く。



側臥位になってもらい、おしりふきは広げて、裏返し、四つ折りにする。



拭き取る面を変え、仙骨部、おむつのギャザーが当たる部分を拭く。



拭き取る面を変え、仙骨部、おむつのギャザーが当たる部分を拭く。



拭き取る面を変え、臀裂(でんれつ)部の汚れを、前から肛門周辺部まで拭く。



拭き取る面を変え、尾骨から肛門周辺部を拭く。



中央に集めた汚れを一緒にぬぐい取る。

※汚れが多い時は、必要に応じて複数枚ご使用ください。

時短

準備・移動・片付けの時短




特集

排泄ケアに必要なものを全て搭載可能な、コンパクトサイズのカートやキャリーを居室に入りベッドサイドまで近づくことができ、

使うことで、ご利用者との時間を充実させることができます。

ユニット型施設の場合

- ユニット型施設は家庭的な雰囲気を大事にしているため、おむつ交換の大きいカートは使いたくないんですよね…。
- 1人分をトートバッグ等で運び、倉庫と居室の行き来を繰り返すと、時間がかかってしまいます…。
- ゴミを持ち歩いたり、床に置くこともあったりと、不衛生な環境になってしまいそうでイヤなんですよね…。



汚物を持ち歩くと感染リスクも高くなってしまいます…



トートバッグ



ユニットケアポーター

おむつもゴミ箱も外から見えないので排泄を想像させない。
居室に入りベッドサイドまで近づけるので作業効率UP!
1ユニット1台で、最大7人分(当社調べ)のおむつ交換が可能。

上段



おむつや用品を収納することができます。



下段



ゴミを入れられるスペースです。ゴミ箱は取り外し可能。



商品情報▶




動かさない時は



トイレなどに置いて、物入れやゴミ箱としてお使いください。

従来型施設の場合


- 大型カートや大型の台車を廊下に配置し、おむつ交換の中継地とするため、移動に時間がかかっています…。
- 廊下に置いておくと、ご利用者の邪魔になってしまう…。



ラッピーカート3

居室に入り、ベッドサイドまで近づけるので作業効率UP!
コンパクトサイズながら大容量。

小回りが効く



多くのモノを運べるのに、小回り抜群。

足踏みブレーキ



左右どちらかを踏めば両輪ブレーキがかかります。



※搭載イメージ

サイドポケット(左)



陰洗ボトルは3本入ります。持ち運びもできるため洗浄も簡単。

サイドポケット(右)



手袋が3つ入ります。奥行調整可能。



商品情報▶





基本、1日1回、適切な清潔ケアを推奨しています！

排便後、陰部洗浄することで、皮膚トラブルが起きにくい健康な肌を保ちましょう。

ムシの環境

おむつ使用者をとりまく環境

皮膚がふやけて、傷つきやすくなります。

化学的刺激

消化酵素 アンモニア

刺激

下痢便に含まれる消化酵素や時間のたった尿はただれの原因に。

物理的刺激

拭き取る時に強くこすることで、キズができます。

おしり洗浄・保湿液を使って、きちんとスキンケアを実践しましょう。

- 7工程 **ボディソープで洗う場合**
- 1 便を拭きとる
 - 2 お湯で洗い流す
 - 3 ボディソープで洗う
 - 4 お湯ですすぐ
 - 5 余分な水分を拭きとる
 - 6 保湿をする
 - 7 保護をする

- たったの3工程 **おしり洗浄・保湿液の場合**
- 1 便を拭きとる
 - 2 **おしり洗浄・保湿液で流す**
 洗浄 流す(2)→洗う(3)→すすぐ(4)はもちろんのこと
保湿(6)・肌保護(7)もこの1工程でOK!
 - 3 余分な水分を拭きとる
- すでに2でできています **短縮**

独自の「フィードラント香料」で良い香りに包み込む！

香水の成分構成

香水

スクアール/インドールなど
便やおならに含まれる臭気成分。

おしり洗浄・保湿液の成分構成

フィードラント香料

あらかじめ臭気成分を減らした状態で成分を構成。空气中を漂う排泄物臭を取り込んで組み合わせる事で、良い香りに変化します。



※1 洗顔料にも使われる植物性洗浄成分を使用。肌をやさしく、汚れを落とします。
 ※2 お肌に潤いを与えるアロエエキスを配合。
 ※3 お肌をすこやかに保つ、肌保護成分配合。(グリチルリチン酸2K)

ふきとりは使い捨ての「コットン100%超吸水おしりタオル」がおすすめ！

排便後に おしり洗浄・保湿液を使った陰部洗浄の方法

用意するもの ●おしり洗浄・保湿液 ●コットン100%超吸水おしりタオル ●40℃前後のお湯が入ったシャワーボトル

動画でわかりやすく▶

シャワーボトルを用意し、おしりタオルを2つ折りにし、ご利用者の羞恥心、水はね予防の配慮のため、腹部に乗せる。

デリケートな部分のため、押し拭きはゴシゴシすらず、水分を吸い取るように押し当ててください。

お腹に置いておいたおしりタオルを広げ、陰毛部・そけい部・陰部周辺を押し拭きする。

新しいおしりタオルを広げ、上側の臀部に乗せて押し拭きする。

お湯300mlにおしり洗浄・保湿液を1プッシュ入れる。

シャワーボトルのお湯を指の間から流す(デリケートな部分のためやさしい水流で洗う)。

陰毛部から全体を洗い流す。

おしり側も、シャワーボトルのお湯を指の間から流す。

側臥位になっもらう。

おしり側も、汚れがたまりやすいので、忘れずに洗ってください。

おしりタオルを裏返し、もう片方の臀部を押し拭きする。

そけい部のしわを広げて洗い、陰部周辺もやさしく洗う。

おしり側も、シャワーボトルのお湯を指の間から流す。

臀部・仙骨部・臀裂(てんれつ)部・肛門周辺部を洗い流す。

おしりタオルをたたみ、臀裂部、肛門周辺部を押し拭きする。


さっとなじんでダマにならない

液体とろみ かけるだけ

飲んだり食べたりした時に、咳きこむことが多くなってきた方、
「(飲み物や食べ物に)とろみ剤を使ってみたらいかがですか?」と言われるませんか?
なぜとろみ剤をおすすめされるのでしょうか。

Q. **知っておきたい** 食べ物を食べる仕組みはどういうもの?

[嚥下5期モデル]



1 先行期 目や耳で食べ物を認識して口に運ぶ。
2 準備期 口の中で食べ物をかみ、唾液と混ぜ、飲みこみやすい形にする。
3 口腔期 飲みこみやすくしたものを、舌で喉の奥まで運ぶ。
4 咽頭期 「嚥下反射*」で喉から食道に運ぶ。
5 食道期 食道から胃に運ぶ。

* 嚥下反射: 脳からの信号でゴクンとのみこむこと。気道に入らないように呼吸路が一時閉じられる。

これらのどこかで問題が生じると、うまくかめなかったり、口の中に食べ物が残ったり、うまく飲みこめなかったりします。
そこでとろみ剤の登場です。

もし、**2**の準備期で唾液が少なくて飲みこみやすい形が作れなかったら

とろみをつけることで、**まとまりやすくします。**

もし、**4**の咽頭期で嚥下反射が衰えてきて食べ物か喉を通過するタイミングと嚥下反射がずれてしまったら、

とろみをつけることで、**食べ物のスピードをゆっくりにします。**

とろみ剤
(とろみ調整食品)の
種類とメリット

粉末
タイプ

- コストが安いから頻度の多い水分補給時の使用に便利
- 無味無臭だから味が変わらない

液体
タイプ

- ダマにならない
- とろみがつきにくい料理や飲み物にもすぐにとろみがつく
- とろみの再調整が簡単

とろみ付き炭酸飲料について

トロミ付き炭酸飲料を高齢嚥下障害患者が摂取すると、
嚥下反射惹起が早くなることなど研究成果が報告*されました。

*Saiki A, Maeda K, Tohara H, et al.; Effects of thickened carbonated cola in older patients with dysphagia, Scientific Reports, 2022

粉末タイプのとろみ剤を使って、
炭酸飲料にとろみを
付けようとしている方の
お困り事



液体とろみ かけるだけなら

炭酸飲料に簡単すぐにとろみ付けをすることができます。
飲みたいときに飲みたい量で作ることができます。

動画で詳しく
解説しています



製品紹介



2023年5月~
パッケージ
リニューアル



とろみの目安(水、お茶 100ml あたり)
※本品では500N/ml以上のとろみはつきません。



とろみの目安は
日本介護食品協議会
(UDF)の統一基準です。

ハビナス 液体とろみ かけるだけ
14g×14包 1,004円(本体価格 930円) 箱入数 20箱
商品CD 659000BM

この表示値は、目安です。

栄養成分表示 (1包(14g)あたり)	エネルギー タンパク質 脂質 炭水化物 -糖質 -食物繊維 食塩相当量 カリウム	15 kcal 0.07 g 0 g 4.9 g 2.6 g 2.3 g 0.05 g 26 mg
------------------------	---	--

とろみの強さ	++++	++++	++++
とろみのイメージ	フレンチ ドレッシング状	とんかつ ソース状	ケチャップ状
使用量の目安	← 1包 ← 2包 ← 3包 ← 3.5包(～500)		

品名	とろみ調整食品
原材料名	水あめ(国内製造)、でん粉/増粘多糖類、塩化カリウム、pH調整剤(クエン酸)
内容量	196g(14g×14包)
賞味期限	個包装に印字
保存方法	高温多湿・直射日光を避け、常温で保存してください。

アレルギー物質(28品目)を含む原材料を使用しておりません。

※えび・かに・くるみ・小麦・卵・乳成分・落花生を含む製品と共通の設備で製造しています。

液体とろみ かけるだけ 3つの特長

2023年5月～
パッケージ
リニューアル



- 個包装タイプだから持ち運びに便利。
- 外出先でも使える。



個装

- 特長 1** 炭酸飲料に簡単すぐにとろみ付け
お好きな炭酸飲料に入れて混ぜるだけでとろみ付けができます。
- 特長 2** さっとなじんでダマにならない
液体だからさっとなじみ、ダマにならないで再調整もかんたん。
- 特長 3** とろみ付けが難しい飲み物やお食事にも
牛乳やオレンジジュース、いつものお食事にも簡単すぐにとろみ付けできます。

飲み物にも!

粉末タイプのとろみ剤でとろみのつきにくいタンパク質の多い飲み物(栄養補助食など)や酸味の強い飲み物(オレンジジュースなど)にもすぐにとろみをつけることができます。



牛乳へのとろみづけ



オレンジジュースへのとろみづけ

専門家の声



ふれあい歯科ごとう 代表 歯科医師 五島 朋幸先生

食べ物や飲み物を喉へゆっくりと送るために使用される「とろみ」。もちろん医療、介護専門職で高齢者などのケアに直接関与する方にはなじみある言葉です。しかし、具体的に必要な粘度、その調整法について詳しくわかる方はごく一部です。その結果、「なんとなくとろみをつけている」「計量せずに粉を入れている」といった現場が多くあります。

このような事態を解決するためには2つの解決法があります。1つは、いわゆる「とろみ」に対する知識をしっかりと社会に広めていくこと、もう1つは、使用法をできるだけ簡便にすることです。とろみ剤の知識はこれからも社会に地道に広めていくしかありません。しかし、使用が簡便なとろみ剤を作るという手段は残されています。その1つの形は「液体」だと思っています。粉末との性状の相違は明らかであり、使用法も異なります。粉末と比較して扱いが簡便になっています。いろんなシーンが考えられますが、1つの選択肢として液体は「あり」ですよ。

使用者の声

(個人の感想です。)

炭酸にとろみは付けられないと思っていたので、はじめてのシュワシュワ体験をさせてあげることができた。

スパークリングワインにもとろみが付いて、クリスマスにぴったりでした。

早く溶けてダマにならず、すぐにとろみがついて良い。

食材にとろみを付けるときにミキサーにかけてとろみ剤を入れていたが、自分で刻んでこれをかけるだけになったのでミキサー要らずでラクになった。

刻んだ食事をまとめるのにこれを使ったらすぐにまとめることができ良かった。



炭酸飲料

とろみを付けた飲み物のレパートリーが増えて嬉しい。

炭酸にもすぐにとろみがつくので飲みたいときにその場でできるのでいい。炭酸のシュワシュワ感が残っているけどキツくないのでちょうどよくあげることができる。

液体なので料理にまんべんなく行き届くので便利。

お食事



さっと混ぜられて使いやすかった。味も変わらず美味しかった。

高濃度の栄養補助飲料にもかんたんにすぐとろみをつけることができるので、とても便利。

食事の際に卓上で何を食べるのかを目で楽しんでもらいながらとろみをつけることができるのが良い。



商品紹介



お茶



牛乳



オレンジジュース



からあげ



麻婆豆腐






毎日の歯みがきをもっと衛生的に、
いつまでも笑顔で。



「口腔ケア」、ご存知ですか？

Q. 口腔ケアって何ですか？

口の持つすべての働きを保つための、日常のお手入れのこと。
私たちの生活全般に関わり、人とのコミュニケーションを広げ、
いきいきとした生活を送るために大切なものです。



特集

特集

Q. 口腔ケアが不十分だとどうなりますか？

- 口の中が汚れ、細菌が増えます
- 唾液が出にくくなります



健康な口には潤いが大切！

健康な口は、分泌される唾液が清潔を保っています(自浄作用)。また唾液は、口や舌の動きをなめらかにします。

Q. 口が乾燥するとどうなりますか？

- 口や舌の動きが悪くなる
- 舌苔がたまりやすくなる
- 汚れが固まって取れにくくなる



口が乾燥する原因(生活背景からのチェックポイント)

水分が足りない	●トイレを気にして水分を控えている	●発熱や気温の上昇で汗が多い	●部屋の中が乾燥している
口を動かすことが少ない	●食事量(回数)が減った	●食事に柔らかいものが増えた	●話したり歌ったりすることが減った
口呼吸している	●鼻汁などが固まって鼻呼吸ができない	●枕が低く頭が落ちて口が開きやすい	
●口が渴く副作用のある薬を服用している			

Q. 口を潤すためにはどうすればよいですか？

- 口をよく動かしましょう
おしゃべり、カラオケ、食事はよくかむ、など
- 唾液中が出やすくなるマッサージをしましょう
じっかせん がかかせん ぜっかせん
耳下腺・顎下腺・舌下腺をやさしく圧迫して刺激します
- こまめに水分を摂りましょう※
果物やゼリーなどをおやつにしてもgood!
- 乾燥を防ぐ口の中専用の保湿剤を利用しましょう
- 湿度を保ちましょう
ぶくぶくうがい※をする、加湿器を使う、マスクをする、など



※むせやすい人は、誤嚥しないよう十分注意してください。

「口腔ケアを必要としている方々」



介護が必要になった方

4つのステップで口腔ケアを行いましょう



口臭や口の乾燥が気になり始めた方

手軽に口臭や乾燥を防ぐことができます



入れ歯の方へ

専用品で快適な生活を



拭きとるだけのかたん歯みがき 凸凹のメッシュシートが汚れをしっかりとらめとります


●水がない時のお手入れに便利です。 ●ポリグルタミン酸(湿潤剤)・緑茶エキス(湿潤剤(くちあたりおだやかタイプは除く))、キシリトール(甘味剤)配合

化粧品 さわやかなミントの香り

凸凹メッシュで汚れが取れる、ふき心地のよい天然コットンを使用。

片手でパッと取り出せるので取り出しが簡単です。

歯や歯茎をふくことで口をすっきり清潔にします。



90枚入 10枚入

90枚入 くちあたりおだやかタイプ

刺激に弱い方!
ノンアルコール
パラベンフリー

ハビナス クリンスマイル 歯みがきティッシュ

90枚入 715円(本体価格 650円) 箱入数 24個
10枚入 231円(本体価格 210円) 箱入数 72個
90枚入 くちあたりおだやかタイプ 715円(本体価格 650円) 箱入数 24個

90枚入 商品CD 669101AO 10枚入 商品CD 669101AP
90枚入 くちあたりおだやかタイプ 商品CD 669101AQ

『歯みがきティッシュ』の使い方



口の乾燥を防いで、口臭もすっきり

●ネバツキ・乾燥・口臭予防に。 ●保湿剤・湿潤剤配合 ●100%食品成分使用 ●ノンアルコール・パラベンフリー

さわやか緑茶ミントの香り


使い方

スポンジブラシやガーゼ、指などに適量(1cm程度)を取り、口内に塗り広げた後、吐き出すか軽く拭き取ってください。

ハビナス クリンスマイル 口腔保湿ジェル

60g 1,045円(本体価格 950円) 箱入数 30本
商品CD 669101AV

〈保湿性試験結果グラフ〉 ※ビジョン調べ
サンプル5gを40℃条件下に置き、重量変化をみる。減る方が保湿性なし。



口の洗浄・保湿にこれ1本でOK!

軸は水に強いプラスチック
操作しやすい断面六角形状
口元に近づくと断面が円形になるのでくち当たりがやさしい

面が広く汚れを除去しやすい

汚れを取りやすい凸凹形状

15.3mm 19.5mm 20mm

適度なスポンジの硬さで、介助中に軸が当たらない

155mm



ハビナス クリンスマイル 口腔ケア スポンジブラシ

10本入 605円(本体価格 550円) 箱入数 30個
60本入 2,860円(本体価格 2,600円) 箱入数 6個
250本入 10,230円(本体価格 9,300円) 箱入数 4個


10本入 商品CD 669101AS 60本入 商品CD 669101AT 250本入 商品CD 669101AU

口の「乾燥」「口臭」が気になる方に

●サッと口内を潤すミストタイプ
●有効成分CPC(塩化セチルピリジニウム)が口内を殺菌、口臭を防ぎます
●有効成分以外は食品に使われる成分です。

医薬部外品

〈保湿性試験結果グラフ〉 ※ビジョン調べ
サンプル5gを40℃条件下に置き、重量変化を見る。重量変化が小さい方が保湿性が高い。



ハビナス クリンスマイル 薬用口腔保湿ミスト

70ml 各1,320円(本体価格 1,200円) 箱入数 30本
自然な甘さ うるおうハニーレモン
商品CD 669101AW 商品CD 669101AX
※自然な甘さ:在庫なくなり次第販売終了。

ガンコな黄ばみ・着色汚れ・イヤなニオイを除去

●入れ歯の黄ばみ・着色汚れを落とします
●ニオイの原因菌をすっきり除去します

さわやかなお茶の香り

入れ歯専用

ハビナス クリンスマイル 入れ歯の歯みがき

95g 880円(本体価格 800円) 箱入数 30本
商品CD 660101AR
※在庫なくなり次第販売終了。



場所をとらない、たためる入れ歯容器

●シリコン製で、入れ歯洗浄剤も使える。
●抗菌加工



ハビナス クリンスマイル 入れ歯ポット

1,540円(本体価格 1,400円) 箱入数 30個 商品CD 669101AK
ご使用方法はWebにて掲載!

やわらかな毛でサッと舌をこするだけ あっという間に舌がきれいに

●しっかり口臭対策

舌を傷つけないソフトな極細毛を使用

軽く握りやすい

独自のRカット植毛で舌にぴったりフィット

歯ブラシと同様の長さで扱いやすい(180mm)

商品CD 669101AM

ハビナス クリンスマイル 舌ブラシ

330円(本体価格 300円) 箱入数 50本
商品CD 669101AM

口の開きが小さくても奥歯までみがける

●ブラシは極細毛なので弱った歯ぐきの清掃にも最適。

斜めカット

口の開きが小さくても、奥歯まで磨ける

介助者が握る長さを調節できるグリップ

商品CD 669101AN

ハビナス クリンスマイル 口腔ケア歯ブラシ

385円(本体価格 350円) 箱入数 60本
商品CD 669101AN

入れ歯の溝などがしっかり磨ける

●抗菌樹脂

入れ歯専用

歯の表面用

歯間用

力を入れやすい指あて

かたさの違う2種類のブラシですみずみまでしっかり磨ける



使用後は吊り下げて保管できる

軽く握りやすい

ハビナス クリンスマイル 入れ歯洗浄ブラシ

484円(本体価格 440円) 箱入数 50本 商品CD 669101AL

介護のあらゆるシーンをサポート！





外出時や室内で、安心して移動ができることが大切

清潔なからだを保って、さわやかで心地よい毎日に

お世話される方の気持ちを第一に、スムーズなケアを

いつまでも、食べる楽しみを持ち続けられるように



特集

車いす・移動

排泄

清潔・入浴

衛生

眠り

食事

安全

生活

商品名	座位保持自走型 ラクリオ		座位保持 テイルリクライニング ラクレスト		フルリクライニング キャリアー		ロックアシスタII		
	PR-1000 PR-1000B	PR-2000 PR-2000B	FC-120	FC-220	FC-320	ニュースウイング プラス	LA-RX	LA-1	LA-2
外観									
前輪	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	直径 125mm	6インチ	5インチ	6インチ	6インチ
後輪	22インチ	14インチ	12インチ	12インチ	12インチ	16インチ	20インチ	22インチ	20インチ
前座高	435mm	470mm	521mm	521mm	535~750mm	460mm	400mm	435mm	375mm
後座高	410mm	410mm	491mm	491mm	505~720mm	460mm	375mm	410mm	350mm
座幅	400mm	400mm	430mm	430mm	430mm	400mm	400mm	400mm	400mm
座奥行	400mm	360~440mm	440mm	440mm	440mm	400mm	400mm	400mm	400mm
バック サポート高	460mm	500mm	704mm	704mm	705mm	440mm	450mm	400mm	400mm
アーム サポート高	235mm	175/200/ 225/250mm	237mm	237mm	237mm	240/265/ 290/315mm	245mm	225mm	225mm
座面クッション厚	50mm	50mm	50~60mm	50~60mm	50~60mm	—	—	—	—
リクライニング 角度	—	95°~130°	98°~166°	98°~166°	98°~166°	—	—	—	—
座面ティルト 角度	4°~18°	7°~17°	—	—	—	0°~30°	—	—	—
全幅	600mm (PR-1000B 620mm)	574mm	604mm	604mm	604mm	580mm (NSW-2-D 600mm)	580mm	640mm	640mm
全高	980mm	1,200mm	1,195mm	1,195mm	1,210~ 1,425mm	1,020~ 1,300mm	880mm	860mm	860mm
全長	1,080mm	1,100mm	1,067mm	1,100mm	1,160mm	1,040mm	970mm	998mm	998mm
折りたたみ寸法 (全幅×全高×全長)	390×690×1,020mm (PR-1000B 410×690×1,020mm)	580×840 ×720mm	604×680 ×907mm	604×680 ×955mm	604×705 ×1,010mm	335×730×1,020mm (NSW-2-D 355×730×1,020mm)	400×650 ×730mm	410×680 ×998mm	410×620 ×998mm
重量	19.8kg (PR-1000B 21.0kg)	26.5kg (PR-2000B 29.0kg)	31.0kg	37.0kg	54.5kg	20.0kg (NSW-2-D 20.7kg)	18.0kg	16.6kg	16.3kg
耐荷重	100kg	75kg	75kg	100kg	100kg	100kg	35~100kg	35~100kg	35~100kg
掲載ページ	P44	P44	P45	P45	P45	P46	P48	P49	P49

ロックアシスタII	ウイングアップ				T-1Nシリーズ				
	LA-3	WD1N- 38・40・42 (座幅3タイプ)	WCD1N- 38・40・42 (座幅3タイプ)	WD2- 38・40・42 (座幅3タイプ)	WCD2- 38・40・42 (座幅3タイプ)	T-1N-400	T-1N-420	T-1N-Lo	TD-1N
6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ
20インチ	20インチ	16インチ	20インチ	16インチ	22インチ	22インチ	20インチ	22インチ	16インチ
400mm	375/400/ 425mm	425mm	375/400/ 425mm	425mm	435mm	435mm	375mm	435mm	460mm
375mm	350/375/ 400mm	400mm	350/375/ 400mm	400mm	410mm	410mm	350mm	410mm	435mm
400mm	380・400・420 mm	380・400・420 mm	380・400・420 mm	380・400・420 mm	400mm	420mm	400mm	400mm	400mm
400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm
400mm	380mm	380mm	380mm	380mm	380mm	380mm	380mm	380mm	380mm
225mm	220mm	220mm	240/265/ 290/315mm	240/265/ 290/315mm	220mm	220mm	220mm	220mm	220mm
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
610mm	590・610・630 mm	540・560・580 mm	590・610・630 mm	540・560・580 mm	620mm	640mm	630mm	630mm	600mm
885mm	860/885/ 910mm	910mm	860/885/ 910mm	910mm	850mm	850mm	860mm	850mm	870mm
1,030mm	1,030mm	1,030mm	1,030mm	1,030mm	980mm	980mm	990mm	980mm	970mm
420×650 ×730mm	360 ×(610/635/660) ×990mm	280×660 ×960mm	360 ×(610/635/660) ×990mm	280×660 ×960mm	330×660 ×960mm	330×660 ×960mm	340×670 ×945mm	340×680 ×960mm	300×675 ×860mm
17.3kg	15.1kg	13.6kg	16.9kg	15.4kg	11.0kg	11.0kg	10.9kg	11.9kg	10.4kg
35~100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg
P49	P50	P50	P50	P50	P51	P51	P51	P51	P51

特集

車いす・移動

排泄

清潔・入浴

衛生

眠り

食事

安全

生活

特集

車いす・移動

排泄

清潔・入浴

衛生

眠り

食事

安全

生活

プロフィットケア

様々な状況のご利用者の座る姿勢を
かんたん操作で改善し、残存能力を活かせます。


ご利用者の快適でポジティブな生活、
介助者の負担軽減が叶えられます。



自走しやすく、姿勢がくずれてきた方でも座位保持でき、長く使うことができる [詳しくは ▶ P 8 ~](#)



介助ブレーキ



ハビナス 座位保持自走型 ラクリオ® PR-1000

115,000円 (非課税)

商品CD 202200CA | レンタル対象品 TAIS 00495-000059

- 自走式 背折れ
- 跳ね上げ
- スイングアウト
- スライドバックサポート
- 骨盤ホルド
- 座面角度調整
- 厚手クッションシート
- 転倒防止バー

ハビナス 座位保持自走型 ラクリオ® 介助ブレーキ付 PR-1000B

134,000円 (非課税)

商品CD 202200DA | レンタル対象品 TAIS 00495-000064

- 自走式 背折れ
- 跳ね上げ
- スイングアウト
- スライドバックサポート
- 骨盤ホルド
- 座面角度調整
- 厚手クッションシート
- 転倒防止バー
- ドラム式介助ブレーキ


[材質] フレーム/アルミ シート・クッション(表地)/ポリエステル
クッション(中材)/ウレタンフォーム



座位保持できない方の姿勢を、車いすが変形して長時間サポートします [詳しくは ▶ P 10 ~](#)



介助ブレーキ



ハビナス 座位保持ティルトリクライニング ラクレスト® PR-2000

200,000円 (非課税)

商品CD 202200CB | レンタル対象品 TAIS 00495-000060

- ティルトリクライニング
- スイングアウト
- 座面ワイヤースプリング
- アームサポート高さ調節
- アームサポート上下スライド
- ヘッドサポート調整
- ノーバンクタイヤ
- チャェット式サイドサポート
- 座奥行調整

- 背中中折れ機能
- 厚手クッションシート
- 足踏みブレーキ

ハビナス 座位保持ティルトリクライニング ラクレスト® 介助ブレーキ付 PR-2000B

219,000円 (非課税)

商品CD 202200EA | レンタル対象品 TAIS 00495-000067

- ティルトリクライニング
- スイングアウト
- 座面ワイヤースプリング
- アームサポート高さ調節
- アームサポート上下スライド
- ヘッドサポート調整
- ノーバンクタイヤ
- チャェット式サイドサポート
- 座奥行調整

- 背中中折れ機能
- 厚手クッションシート
- 足踏みブレーキ
- ドラム式介助ブレーキ

[材質] フレーム/アルミ クッション(表地)/塩化ビニールレザー クッション(中材)/ウレタンフォーム

ラクリオ®, ラクレスト®, ロックアシスタII® LA-3 共通オプション

ハビナス エレベーター PTH-EL-1

単体購入 34,650円 (本体価格 31,500円)
車いす同時購入 31,500円 (非課税)

単体購入 商品CD 202910AA | 車いす同時購入 商品CD 202910AB | レンタル対象品 TAIS 00495-000071

おしりも背中もズれない快適な乗り心地と、
介助者の負担軽減を追求



レザーシートタイプ




サイドスカート付き

まる洗いシートタイプ



サイドスカート付き



ハビナス フルリクライニングキャリア FC-120

レザーシートタイプ

サイドスカート付き 260,000円 (非課税)

商品CD 202012AH | レンタル対象品 TAIS 00495-000050

まる洗いシートタイプ

サイドスカート付き 280,000円 (非課税)

商品CD 202012AG | レンタル対象品 TAIS 00495-000051


- フルリクライニング
- エレベーター運動
- ワイヤースプリング
- アームサポート上下スライド
- ヘッドサポート角度調整
- 厚手クッションシート
- 足踏みブレーキ
- 電動式転倒防止バー

[材質] フレーム(表面処理)/スチール(粉体塗装)
シート(表地)/塩化ビニールレザー(レザーシートタイプ)
ポリエステル(まる洗いシートタイプ)
シート(中材)/ウレタンフォーム(レザーシート)
ウレタンフォーム洗えるタイプ(まる洗いシートタイプ)

横付け機能が付いているので、アプローチがとても楽に
狭いスペースでも取りまわしがしやすい



NEW [詳しくは ▶ P 12 ~](#)



ハビナス 横付けフルリクライニングキャリア FC-220

320,000円 (非課税)

商品CD 202015AA | レンタル対象品 TAIS 00220-000169


- 横付け機能
- フルリクライニング
- エレベーター運動
- ワイヤースプリング
- アームサポート上下スライド
- ヘッドサポート角度調整
- 厚手クッションシート
- 足踏みブレーキ
- 転倒防止車輪

[材質] 本体フレーム/スチール(粉体塗装)
シート(表地)/塩化ビニールレザー シート(中材)/ウレタンフォーム

快適な乗り心地と、電動昇降・横付け機能による
移乗のしやすさで、ご利用者と介助者の負担を軽減



[詳しくは ▶ P 12 ~](#)



ハビナス 電動昇降フルリクライニングキャリア FC-320

520,000円 (非課税)

商品CD 202020DA | レンタル対象品 TAIS 00220-000168

- 電動昇降
- 横付け機能
- フルリクライニング
- エレベーター運動
- ワイヤースプリング
- アームサポート上下スライド
- ヘッドサポート角度調整
- 厚手クッションシート
- 足踏みブレーキ
- 転倒防止車輪
- 前輪キャスターロック


[材質] 本体フレーム/スチール(粉体塗装) シート(表地)/塩化ビニールレザー
シート(中材)/ウレタンフォーム

[電装品] 電源: AC100V 50/60Hz、バッテリー: DC24V
充電時間: 約6時間、連続使用時間: 2分、電源コード: 約3m

いすを傾げるだけ。座位がとれない方の座位保持がかんたんにできます

●こんなこと起きていませんか？

姿勢がくずれ、ずっこけ座りや前かがみになってしまう…



標準型車いすを使用していて、座位が保てなくなったご利用者は、前滑り(ずっこけ座り)姿勢になったり、前傾姿勢で頭から転落しそうになったり、常に危険な状態にさらされています。

ニュースウイング プラスなら

いすを傾げるだけで、**かんたん** に座位がとれます。



ハビナス ニュースウイングプラス® NSW-2
165,000円(非課税)

商品CD 202031JD レンタル対象品 TAIS 00220-000161

- 介助式背折れ
- スイング(ティルト型)
- 跳ね上げ
- スイングアウト
- アームサポート高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- 背シート調整
- 足踏みブレーキ

[材質] フレーム/アルミ シート地/ポリエステル・ナイロン・PVC



ハビナス ニュースウイングプラス® NSW-2-D
180,000円(非課税)

商品CD 202031KD レンタル対象品 TAIS 00220-000162

- 介助式背折れ
- スイング(ティルト型)
- 跳ね上げ
- スイングアウト
- アームサポート高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- 背シート調整
- 足踏みブレーキ
- ドラム式介助ブレーキ

[材質] フレーム/アルミ シート地/ポリエステル・ナイロン・PVC

介助を **らくらく** **かんたん** にする機能が満載!

ティルト機構
0°~30°まで好みの角度に調整できます。

シート
汚れが拭き取りやすく、通気性も確保したパンチングレザー仕様。

ヘッドサポート
上下・前後・左右360°回転し、頭部を安定させます。

介助ブレーキレバー
※NSW-2-Dのみ
ティルトレバー
色付きで誤操作防止に。


アームサポート
跳ね上げ
4段階の高さ調整

張り調整式バックサポート
背中の曲線に合わせて調整できます。

スイングアウト式フット・レッグサポート
*取り外し可能
移乗介助時に便利。

ノーバンクタイヤ(ハイポリマー)
パンクや空気漏れの心配がなく安心。

足踏み駐車ブレーキ



NSW-2		前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
前輪	後輪	460mm	460mm	400mm	400mm	440mm	240/265/290/315mm
6インチ	16インチ	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
-	0°~30°	580mm	1,020~1,300mm	1,040mm	335×730×1,020mm	20.0kg	100kg

NSW-2-D		前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
前輪	後輪	460mm	460mm	400mm	400mm	440mm	240/265/290/315mm
6インチ	16インチ	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
-	0°~30°	600mm	1,020~1,300mm	1,040mm	355×730×1,020mm	20.7kg	100kg

前にも後ろにもしっかり止まる自動ブレーキ付きの車いす

●こんなこと起きていませんか？



ロックアシスタ®Ⅱなら



シートから立ち上がると自動的にタイヤロックが働き、車いすが止まるので、安心です。



背張り調整ができ、コンパクト設計な自動ブレーキ付き車いす

NEW

●長い面ファスナーで様々な姿勢変形の方に対応できます。



コンパクト設計
家の中での操作もラクラク



ハビナス® ロックアシスタ®Ⅱ


LA-RX
145,000円 (非課税)

商品CD 202200AU
レンタル対象品 TAIS 00495-000072

【材質】フレーム/アルミ
シート地/ポリエステル
(座シート・バックサポート・レッグサポート)




LA-RX (※指定の無い時の単位mm)					
前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	
5インチ	20インチ	400	375	400	
座奥行	バックサポート高	アームサポート高	全幅	全高	
400	450	245	580	880	
全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重		
970	400×650×730		18.0kg	35~100kg	



ハビナス® ロックアシスタ®Ⅱ

標準タイプ LA-1
105,000円 (非課税)


商品CD 202200AN
レンタル対象品 TAIS 00495-000061



ハビナス® ロックアシスタ®Ⅱ

低床タイプ LA-2
105,000円 (非課税)

商品CD 202200AO
レンタル対象品 TAIS 00495-000062



ハビナス® ロックアシスタ®Ⅱ

ウィングアップ
スイングアウトタイプ LA-3
125,000円 (非課税)


商品CD 202200AP
レンタル対象品 TAIS 00495-000063



ロックアシスタ®Ⅱ 基本特長

特長1 | 前にも後ろにも止まるカム式ロック

●乗った状態



●乗っていない状態



特長2 | 乗っていないなくても移動がかんたん！

足踏みペダルを踏むと、簡単にタイヤロック解除ができます。



折りたたむと、自動でタイヤロック解除になります。

※タイヤロックは、ブレーキかけ忘れのための補助ブレーキです。車いすをご使用になる際は、必ず駐車ブレーキをおかけください。

特長3 | ワイヤレスなのでメンテナンスがらく

ワイヤレスで座面下がすっきり。メンテナンス作業がらくになります。



オプション
ハビナス® LAクッション(背・座)

単体購入 16,500円 (本体価格 15,000円)
車いす同時購入 15,000円 (非課税)

単体購入 商品CD 504000DA
車いす同時購入 商品CD 504000DB
レンタル対象品 TAIS 00495-000073

LA-1 (※指定の無い時の単位mm)					
前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	
6インチ	22インチ	435	410	400	
座奥行	バックサポート高	アームサポート高	全幅	全高	
400	400	225	640	860	
全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重		
998	410×680×998		16.6kg	35~100kg	

LA-2 (※指定の無い時の単位mm)					
前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	
6インチ	20インチ	375	350	400	
座奥行	バックサポート高	アームサポート高	全幅	全高	
400	400	225	640	860	
全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重		
998	410×620×998		16.3kg	35~100kg	

LA-3 (※指定の無い時の単位mm)					
前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	
6インチ	20インチ	400	375	400	
座奥行	バックサポート高	アームサポート高	全幅	全高	
400	400	225	610	885	
全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重		
1,030	420×650×730		17.3kg	35~100kg	


座面の高さ調節※(3段階)、アームサポート跳ね上げ、スイングアウトができます

●座幅は3タイプ(380mm・400mm・420mm)から選ぶことができます。

ハビナス ウィングアップ® WD1N / WCD1N

各105,000円(非課税)

WD1N-38(座幅380mm) 商品CD 202221AG	WD1N-38(座幅380mm) 商品CD 202221BG
WD1N-40(座幅400mm) 商品CD 202221AH	WD1N-40(座幅400mm) 商品CD 202221BH
WD1N-42(座幅420mm) 商品CD 202221AI	WD1N-42(座幅420mm) 商品CD 202221BI



WD1N

- WD1N(自走式)
- 自走式 背折れ
 - 跳ね上げ
 - スイングアウト
 - ドラム式 介助ブレーキ
 - 座面高さ調節

- WCD1N(介助式)
- 介助式 背折れ
 - 跳ね上げ
 - スイングアウト
 - ドラム式 介助ブレーキ

【材質】フレーム/アルミ シート地/ナイロン

WD1N(自走式) レンタル対象品 TAIS 00220-000153	WCD1N(介助式) レンタル対象品 TAIS 00220-000154
--	---

WD1N-38-40-42						
前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	20インチ	375/400/425	350/375/400	380・400・420	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
220	590-610-630	860/885/910	1,030	360×(610/635/660)×990	15.1kg	100kg

WCD1N-38-40-42						
前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	16インチ	425	400	380・400・420	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
220	540-560-580	910	1,030	280×660×960	13.6kg	100kg

※介助式(WCD1N)は、座面の高さ調節ができません。

介助式あります(WCD1N)


WD1N・WCD1Nの機能に、アームサポート高さ調節、ノーパンクタイヤを追加

●座幅は3タイプ(380mm・400mm・420mm)から選ぶことができます。

ハビナス ウィングアップ® WD2 / WCD2

各125,000円(非課税)

WD2-38(座幅380mm) 商品CD 202222AG	WD2-38(座幅380mm) 商品CD 202222BG
WD2-40(座幅400mm) 商品CD 202222AH	WD2-40(座幅400mm) 商品CD 202222BH
WD2-42(座幅420mm) 商品CD 202222AI	WD2-42(座幅420mm) 商品CD 202222BI



WD2

- WD2(自走式)
- 自走式 背折れ
 - 跳ね上げ
 - スイングアウト
 - ドラム式 介助ブレーキ
 - ノーパンクタイヤ
 - アームサポート高さ調節
 - 座面高さ調節

- WCD2(介助式)
- 介助式 背折れ
 - 跳ね上げ
 - スイングアウト
 - ドラム式 介助ブレーキ
 - アームサポート高さ調節
 - ノーパンクタイヤ

【材質】フレーム/アルミ シート地/ナイロン

WD2(自走式) レンタル対象品 TAIS 00220-000152	WCD2(介助式) レンタル対象品 TAIS 00220-000151
---------------------------------------	--

WD2-38-40-42						
前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	20インチ	375/400/425	350/375/400	380・400・420	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
240/265/290/315	590-610-630	860/885/910	1,030	360×(610/635/660)×990	16.9kg	100kg


WCD2-38-40-42						
前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	16インチ	425	400	380・400・420	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
240/265/290/315	540-560-580	910	1,030	280×660×960	15.4kg	100kg

※介助式(WCD2)は、座面の高さ調節ができません。

介助式あります(WCD2)

全機種ノーパンクタイヤで、空気圧管理の業務省力ができます。

●シンプルスタンダードな車いす。



ハビナス 標準型 T-1N-400

65,000円(非課税)

商品CD 202201AA	レンタル対象品 TAIS 00220-000163
---------------	---------------------------


- 自走式 背折れ
- ノーパンクタイヤ

【材質】フレーム/アルミ シート地/ナイロン

(※指定の無い時の単位mm)

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	22インチ	435	410	400	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
220	620	850	980	330×660×960	11.0kg	100kg

●座幅420mmでゆったりと座れます。



ハビナス 標準型 T-1N-420 幅広

65,000円(非課税)

商品CD 202201AE	レンタル対象品 TAIS 00220-000164
---------------	---------------------------


- 自走式 背折れ
- ノーパンクタイヤ

【材質】フレーム/アルミ シート地/ナイロン

(※指定の無い時の単位mm)

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	22インチ	435	410	420	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
220	640	850	980	330×660×960	11.0kg	100kg

●前座高375mm、足こぎをする方や小柄な方へ。
●低床でも押し手の高さが低くないので介助がしやすい。



足こぎしやすい
低床タイプ!

前座高 375mm

ハビナス 標準型 T-1N-Lo 低床

65,000円(非課税)

商品CD 202201AB	レンタル対象品 TAIS 00220-000165
---------------	---------------------------


- 自走式 背折れ
- ノーパンクタイヤ
- 低床

【材質】フレーム/アルミ シート地/ナイロン

(※指定の無い時の単位mm)

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	20インチ	375	350	400	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
220	630	860	990	340×670×945	10.9kg	100kg

●ドラム式介助ブレーキ付きの車いす。



ハビナス 標準型 TD-1N ドラムブレーキ付

85,000円(非課税)

商品CD 202201AC	レンタル対象品 TAIS 00220-000166
---------------	---------------------------


- 自走式 背折れ
- ノーパンクタイヤ
- ドラム式 介助ブレーキ

【材質】フレーム/アルミ シート地/ナイロン

(※指定の無い時の単位mm)

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	22インチ	435	410	400	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
220	630	850	980	340×680×960	11.9kg	100kg

●自分で操作されない方へ、介助専用の車いす。



ハビナス 標準型 TCD-1N ドラムブレーキ付 介助式

85,000円(非課税)

商品CD 202201AD	レンタル対象品 TAIS 00220-000167
---------------	---------------------------

- 介助式 背折れ
- ノーパンクタイヤ
- ドラム式 介助ブレーキ

【材質】フレーム/アルミ シート地/ナイロン

(※指定の無い時の単位mm)

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	16インチ	460	435	400	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
220	600	870	970	300×675×860	10.4kg	100kg

タイヤの汚れを室内に持ちこみません

- 外出先から室内に移動した際に、車輪を拭く手間がはぶけます。訪問先でも安心。
- 畳の上、じゅうたんの上でもスムーズに移動可能。
- 洗ってくり返し使えます。



ハビナス 車いす車輪カバー

3,190円(本体価格2,900円)(2本1組)


商品CD 202110AB

【素材】ポリエステル100%(ニット) 【洗濯】洗濯○(手洗い・40℃まで)・乾燥機×
【サイズ】適用車輪径16~24インチ

透湿加工素材でムレを軽減

- 座ったときやお食事の際に腹部を圧迫しにくい設計です。
- ゴワゴワ感がなく柔らかく、耐久性に優れています。

男女共用 布おむつ用



オレンジ (SS・3L)	ブルー (S~M)	カラー
グリーン (L~LL)		
SS	ヒップ70~90cm	オレンジ
S~M	ヒップ80~110cm	ブルー
L~LL	ヒップ100~120cm	グリーン
3L	ヒップ110~130cm	オレンジ

ハビナス Wカバー スタンダード〈透湿タイプ〉

SS 3,960円(本体価格 3,600円) S~M 4,180円(本体価格 3,800円)
L~LL 4,620円(本体価格 4,200円) 3L 5,170円(本体価格 4,700円)

【素材】ポリエステル100% 表/ポリエステルタフタ
裏/ポリエステルタフタ(透湿防水加工/ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(60℃まで)・乾燥機○(80℃まで)



SS	S~M
商品CD 100000FN	商品CD 100000FO
L~LL	3L
商品CD 100000FP	商品CD 100000FQ

コンパクトで、しかも布・紙おむつの両用OK

- 座ったときやお食事の際に腹部を圧迫しにくい設計です。
- ムレにくい三層構造。動きやすい1枚布地です。
- ももぐりは幅広いニットで、やわらかくフィットします。

男女共用

布・紙おむつ両用




ベージュ (SS)	ブルー (S~M)	カラー
グリーン (L~LL)		
SS	ヒップ70~90cm	ベージュ
S~M	ヒップ80~110cm	ブルー
L~LL	ヒップ100~120cm	グリーン

ハビナス ソフトニットカバー

各5,445円(本体価格 4,950円)

【素材】ポリエステル100%(ニット) (三層構造) (透湿防水加工/ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(60℃まで)・乾燥機○(80℃まで)


SS	S~M	商品CD 100060AD	商品CD 100060AE
L~LL		商品CD 100060AF	



全面ファスナーで体型に合わせて調節しやすい

- 二重股と防水生地で、モレを防止。

男女共用 布・紙おむつ両用



ハビナス おむつカバー〈透湿タイプ〉

M 4,180円(本体価格 3,800円) L 4,510円(本体価格 4,100円)
LL 4,950円(本体価格 4,500円)

【素材】表地/ポリエステル100%
裏地/ポリエステル100% (透湿防水加工/ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(40℃まで)・乾燥機○(80℃まで)



M	商品CD 609900BA
L	商品CD 609900BC
LL	商品CD 609900BB

M	ウエスト60~95cm	クリーム
L	ウエスト70~115cm	グリーン
LL	ウエスト80~135cm	ブルー

吸水性に優れ、やさしい肌ざわりの布おむつ

- 吸水アクリル繊維と綿の混紡糸をドビー織りに。
- 水分を全体に拡散するので速乾性に優れ、洗濯の際扱いやすいです。



アクリルドビー (DP-70・DP-90)

受注生産
【素材】綿57%・アクリル43%(ドビー織り) 【洗濯】洗濯○・乾燥機○(60℃位まで)
【サイズ】幅70cm・90cm ※長さはご要望に応じております。

天然繊維の布おむつ

- 天然繊維なのでお肌のデリケートな方にも適しています。



綿ドビー (DP-80・DP-90)

受注生産
【素材】綿100%(ドビー織り) 【洗濯】洗濯○・乾燥機○(80℃位まで)
【サイズ】幅80cm・90cm ※長さはご要望に応じております。

排泄ケアをする時、「ニオイ」気になりませんか？

介護専用の消臭剤を使って、効率よく「ニオイ」を消臭し、快適な環境をつくりましょう。

消臭剤 部屋用

こんな時にふさわしい商品

気になるときにすぐ消臭 → 香り付き → 尿臭・便臭によく効くものがほしい方 → **香り・フレッシュ消臭スプレー** ▶ 詳細は P55

常に安心 いつも消臭 → 無香料タイプ → 常に設置してニオイの心配をなくしたい方 → **消臭シート** ▶ 詳細は P56

消臭剤 トイレ用

こんな時にふさわしい商品

排泄物の色を確認したい方 → **香り・フレッシュポータブルトイレ用消臭液** ▶ 詳細は P55

ポータブルトイレに → 夜間でも簡単に使いたい方 → **ポータブルトイレ用消臭剤(顆粒タイプ)** ▶ 詳細は P55

差し込み便器・尿器に → 排泄物を見えなくしたい方 → **消臭フォームトイレ用** ▶ 詳細は P56

香り・フレッシュ

気になるニオイに反応して
いい香りに生まれ変わる!



香り・フレッシュは、介護空間の尿や便のニオイに反応して
いい香りに生まれ変わる、新しい消臭シリーズです。
毎日の介護生活や気持ちをリフレッシュしませんか。


いい香りに生まれ変わる独自の仕組みとは？



イヤなニオイ + 消臭成分 = 良い香りに変化


独自の「フィードラント香料」で良い香りに変化!

香水の成分構成



スクアール / インドールなど
便やおならに含まれる臭気成分。
オレンジやジャスミンの香気成分や、
香水の原料にも含まれる。

香り・フレッシュの消臭成分



あらかじめ臭気
成分を減らした
状態で成分を構成。
空気中を漂う排泄物臭を
取り込んで組み合わせる事で、
効果的に消臭します。

1スプレーで尿臭・便臭に効く!

- 尿や便のニオイが気になる空間にシュッとひと吹き。
- ピジョン独自の「フィードラント香料」が臭気成分を良い香りに変化させます。
- 布製品にも使用できます。

フィードラント香料 フレッシュフローラルの香り

使用者の声

強い便臭にも1スプレーで効果があるので満足しています。

濃縮タイプ

おむつゴミ箱など、ニオイが強い場所に。



50ml

ハビナス 香り・フレッシュ
消臭スプレー濃縮タイプ

50ml 1,100円(本体価格 1,000円)
箱入数 30本

商品CD 669100BS

空間用

お部屋など、消臭したい範囲が広い場所に。



250ml

ハビナス 香り・フレッシュ
消臭スプレー空間用

250ml 1,100円(本体価格 1,000円)
箱入数 20本

商品CD 669100BQ

約350回
使える
1日5回スプレーの場合
約2ヵ月使える

業務用も
あります

ハビナス 香り・フレッシュ
消臭スプレー空間用(業務用)

250ml 1,100円(本体価格 1,000円)
箱入数 20本

商品CD 669100BR

片手で押すだけ かんたん計量

- 消臭効果が24時間持続します。
- 洗浄成分が汚れの付着を防ぎます。
- 無色透明で排泄物の色を確認できます。
- 天然由来の消臭成分(柿渋エキス)配合。

フィードラント香料 フレッシュフローラルの香り

ワンポイント

液色について
無色:排泄物の色を確認できます。
有色:排泄物を目立たなくできます。



フタを開け立てたまま
ボトルを押すとキャップに
液がたまり計量できます



300ml

詰めかえ用 800ml

ハビナス 香り・フレッシュ
ポータブルトイレ用消臭液

300ml 1,430円(本体価格 1,300円) 箱入数 20本 約30回分

商品CD 669100BP

ハビナス 香り・フレッシュ
ポータブルトイレ用消臭液 詰めかえ用

800ml 1,870円(本体価格 1,700円) 箱入数 10本 約80回分

商品CD 669100BT

ご使用方法はWebにて掲載!

計量いらずの個包装タイプ

- ポータブルトイレに溶かしておくだけで、24時間効果が持続。
- すばやく溶けて、消臭・洗浄・漂白。
- ニオイの気にならない酸素系。
- 無着色・無香料。



20包入

夜間の暗い中でも
手早く準備ができます。

ハビナス ポータブルトイレ用 消臭剤
(顆粒タイプ)

20包入 968円(本体価格 880円) 箱入数 30個

商品CD 669100BZ

ご使用方法はWebにて掲載!

香り・フレッシュ

ベタつかずさらっとした
乳液タイプの保湿剤



ハビナス 香り・フレッシュ
保湿全身ローション


P63

かけておくだけでニオイをキャッチ! 吊り下げに便利な切り込みや面ファスナー付き

- 有効成分フタロシアニンが介護空間の気になるニオイを軽減。
- シート自体は無臭だから、香りの苦手な方でも使えます。
- 市販の消臭剤や芳香剤と併用できます。
- ご使用の目安:6~8畳に1枚

尿臭・便臭を軽減 **アンモニア消臭90%以上*** **持続期間約3カ月**

※試験方法:消臭加工繊維製品認定基準で定める方法
※測定機関:一般財団法人 カケンテストセンター



1枚入

ハビナス お部屋の消臭シート 介護用


704円(本体価格 640円) 箱入数 60枚

商品CD 669100BM

便器、紙おむつ使用後のニオイをすばやく消臭

- 泡が汚物をおおい、ニオイを遮断。
- 天然植物抽出成分(茶エキス)配合。
- 環境にやさしい「フロンガス不使用」。

グリーンブーケの香り



380ml

ハビナス 消臭フォーム トイレ用

380ml 968円(本体価格 880円) 箱入数 20本 約50回分

商品CD 669100BA

便や尿のニオイをしっかり消臭

- 便槽に溶かすだけで悪臭を分解し、無臭化します。
- 主成分:食品添加物
- 無香料

ポータブルトイレに
(1.5~2Lの水に10mlを目安として)

おむつゴミ箱、
使用済み紙おむつに
(直接スプレーしてください)



4L

タヒラ トイレと汚物の消臭剤

4L 6,600円(本体価格 6,000円) 箱入数 3本

商品CD 106113AB 【付属品】小分け用ノズル(3ヶ/ケース)

必要なものをひとまとめにできるコンパクトサイズのカート

●こんなことはありませんか?



ラッピーカート 3なら

ベッドサイドまでおむつ交換に必要なものを持ち込むことができます。
女性でも **かるがる** 取りまわしができます。



動画で詳しく
解説しています

- コンパクトなので取りまわしやすく、女性の方も簡単操作。
- コンパクトなおむつ交換に必要なものをひとまとめにできる。
- ベッドサイドまで運べるので、介護者が減る夜間でもより効率的にケアを行うことができます。



※搭載イメージ

ハビナス ラッピーカート®3

167,200円(本体価格 152,000円)

商品CD 209010DB

【材質】本体/スチール タオルポット・ゴミ箱/ポリプロピレン
【重量】21.0kg(付属品を除く)
【サイズ】全高895×全幅545×全長785mm
(天板棚、両サイドホルダー、おむつカゴ取付時 全高945×全幅725×全長790mm)
前輪φ75mm、後輪φ125mm
【付属品】タオルポット(容量7L)・ゴミ箱(容量44L、取り外し可能な仕切り付き)
※付属品は仕様およびカラーが変更になる場合があります。
※写真のおむつ、プラスチック手袋、陰洗ボトル、消臭剤等は付属していません。

天板

タオルウォーマーを置いても余裕があります。

サイドポケット 左

陰洗ボトルは3本入ります。持ち運びもできるため洗浄も簡単。

おむつカゴ

テープ止めおむつMサイズが約42枚入ります。

サイドポケット 右

手袋が3つ入ります。奥行調整可能。

足踏みブレーキ

左右どちらかを踏めば両輪ブレーキがかかります。

排泄ケアシステム提案

詳しくは ▶ P 26~

おむつ交換に必要なものをひとまとめ

●こんなこと起きていませんか？

おむつ交換は、日々のケアの中でも最も自尊心を尊重したい時間。でも時間に追われると、なかなか思い通りにはいかなくて…。

ご利用者と向き合う時間を増やしたい…。

夜間は介助者の人数が減るからおむつ交換が大変…。

個別ケアを大事にしたいのだけど、同時に数人のご利用者のケアが発生した時に、準備や移動、後片付けに時間を取られがち…。

ユニットケアポーターなら

おむつ交換の準備や移動、後片付けを時短し、ご利用者1人1人と向き合う時間を増やすことが可能です。



動画で詳しく解説しています



動かし方
身体の脇で動かします



ハビナス ユニットケアポーター®

88,000円(本体価格 80,000円)

商品CD 209180AB

【材質】 本体/スチール・アルミ 天板/ポリ板 【重量】 12.0kg(付属品を除く)
【サイズ】 全高885×全幅485×全長260mm
【付属品】 ゴミ箱(容量25L)

ユニット型施設の特性に配慮した3つの特長

特長1 家庭的なデザイン

全体は白色基調、天板は木目調。ユニット型施設の居室内の雰囲気になじみやすい。

特長2 時短ができる

約7人分の用品を搭載できるので、これ1つあれば、夜間の連続おむつ交換*もらくらく。準備や後片付けを効率よく行い、ご利用者との時間を増やすことができます。キャスター・持ち手付きなので、移動もスムーズで静かです。

※夜間の連続おむつ交換の時間例



おむつ交換以外の時間を時短することで、ご利用者に対する時間にゆとりが生まれ、寄り添ったケアができるようになります。

特長3 衛生面への配慮

上段におむつ交換の際に使用する清潔な用品、下段にゴミを入れることができるので、これ1つで分別できます。

介助を「らくらく」にする機能が満載！

上段



持ち手



ポケット



下段



ロック付きキャスター

キャスター4つのうち、開閉面の2つにロックが付いています。

動かさない時は



おしり周り用品

シーンや目的に合わせた「おしりふき」で排泄ケアを快適に



新習慣！ 汚れをラクラク、ニオイまですっきり！

- おむつ交換時、トイレ介助時に。
- 植物性保湿成分(セージ葉エキス、ハトムギ種子エキス)配合。

フィードラント香料 ジャスミンフローラルの香り 化粧品



ハビナス ラクラクおしりキレイミスト

300ml 1,045円(本体価格 950円) 箱入数 30本
 詰めかえ用250ml 550円(本体価格 500円) 箱入数 30本
 300ml 詰めかえ用250ml
 商品CD 669200IM 商品CD 669200IN



300ml 詰めかえ用 250ml

ラクラクおしりキレイミスト 特長

特長1 トイレットペーパーに吹きかけておしりふきに！

肌への負担が少なく、汚れを落としやすい

特長2 何回もこすらず、汚れをしっかりとふき取れる

尿や便の汚れを落とす洗浄成分*配合
 ※洗浄成分：ポリソルベート20、ラウリン酸[®]リグリセリル-10、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa

特長3 尿や便の刺激から肌を守る

お肌にやさしい皮膚保護成分(スクワラン)配合


- 気になるニオイを包み込むフィードラント香料配合
- トイレットペーパーがポロポロになりにくい

※トイレットペーパーの種類やご使用方法により異なります。

お財布にやさしい！
 これ1本で
おしりふき約330枚分!!
 ※スプレー3回分をおしりふき1枚分として換算

「ラクラクおしりキレイミスト」の使い方

トイレットペーパーに、**5cm程度離して**適量(2~3回)をまんべんなくスプレーしたあと、おしりをやさしくふいてください。



※スプレー回数が多いと、トイレットペーパーがポロポロになってしまうことがあります。
 ※使い始めは液が出るまで数回ペーパーを引いてください。
 ※使用したトイレットペーパーはトイレに流すかおむつと一緒に捨ててください。

独自の「フィードラント香料」で良い香りに包み込む！



スクアール / インドールなど
 便やおならに含まれる臭気成分。オレンジやジャスミンの香気成分や、香水の原料にも含まれる。

あらかじめ臭気成分を減らした状態で成分を構成。空气中を漂う排泄物臭を取り込んで組み合わさる事で、良い香りに変化します。

シーンや目的に合わせた「おしりふき」で排泄ケアを快適に

手軽で便利、後片付けもカンタン！

トイレに流せるパットとおしりふき

トイレ内での排泄ケアや、ポータブルトイレ使用時にも便利。

大判厚手タイプも

ベッドでの排泄ケアに、丈夫で安心

やぶれにくいタイプのおしりふき

手を汚さずにしっかり拭けて、デリケートな肌にもやさしい拭きごち。 ※トイレには流せません。

大判厚手タイプも

『トイレに流せるパットとおしりふき』の使い方

①ティッシュを片手にとる ②要介護者の身体を支えながら、やさしくおしりを拭きとる

※感染症の恐れがありますので、拭く方向は陰部から肛門に向けて拭きとるよう注意しましょう。

きちんとスキンケア

時短 準備片付け 時短 準備移動片付け

排泄ケアシステム 関連商品

詳しくは ▶ P 24~

片手でフタを開閉、トイレに流せるので後片付けもらくらく

- 拭きとった後、汚れの付着を防ぐ「汚れガード成分(ヒドロキシエチルセルロース)」配合。
- 乾燥を防いで片手で取り出しやすいフタ付き。
- 無香料・無着色・ノンアルコール・PGフリー・パラベンフリー。



ハビナス トイレに流せるパットとおしりふき

72枚入 605円(本体価格 550円) 箱入数 20個
 商品CD 669201EH



大きくて厚手なので手を汚さずにしっかり拭けます トイレに流せるので後片付けもらくらく

- 柑橘系の香りでおむつ交換時の不快感を軽減。さわやかな柑橘系の香り
- ノンアルコール・無着色。



ハビナス トイレに流せるおしりふき大判厚手

40枚入 550円(本体価格 500円) 箱入数 24個
 商品CD 669200ER



やぶれにくいので手を汚さずしっかり拭けます

- お肌にやさしい弱酸性ローション配合。
- 純水99%。
- ふんわりやわらか素材で、やさしい拭きごち。
- 無香料・無着色・ノンアルコール・PGフリー・パラベンフリー。

丈夫なシートでやぶれにくい！



ハビナス やぶれにくいタイプのおしりふき

72枚入 308円(本体価格 280円) 箱入数 24個
 商品CD 669200EG



手を汚さずに、広い面積もらくらくしっかり拭けます

- ローションたっぷり配合(当社比)。
- 無香料・無着色・ノンアルコール・PGフリー・パラベンフリー。



ハビナス やぶれにくいタイプのおしりふき大判厚手

40枚入 495円(本体価格 450円) 箱入数 24個
 商品CD 669200ES



排泄ケアシステム提案

洗浄・保湿・肌保護が1度のできるオールインワンの簡単ケア

詳しくは ▶ P 28~

- お湯に溶かして拭きただけでかんたんにおしりケアができる。
- 汚れ落ちに優れています。
- お肌に潤いを与えるアロエエキス配合。

フィードラント香料 グレープフルーツの香り 化粧品

ハビナス おしり洗浄・保湿液

500ml 2,420円(本体価格 2,200円) 箱入数 12本
2000ml 9,240円(本体価格 8,400円) 箱入数 4本

500ml 商品CD 6692001F 2000ml 商品CD 6692001G



おしり洗浄・保湿液 3つの特長


特長1 おしりケアはこれだけでOK!



特長2 優れた汚れ落ち! スッキリ清潔!

●赤く着色した擬似汚れを肌に塗った後に乾燥させ、洗浄液を含ませたティッシュで拭き取る試験


●拭き取り試験 面積比較



特長3 尿臭・便臭を香りで包み、ニオイ気にならない独自の「フィードラント香料」使用


香水の成分構成

スクアール / インドールなど便やおならに含まれる臭気成分。オレンジやジャスミンの香気成分や、香水の原料にも含まれる。



おしり洗浄・保湿液の成分構成

あらかじめ臭気成分を減らした状態で成分を構成。空气中を漂う排泄物臭を取り込んで組み合わせる事で、良い香りに変化します。



尿や便を撥水バリアではじく

NEW

- おむつ内の敏感肌にもやさしい低刺激処方。ヒフ科医による皮膚刺激性テスト済み。
- 無添加(パラベン・アルコール・香料・着色料)
- 保湿成分(ヒアルロン酸)配合。

ハビナス スキンバリアクリーム

250g 2,640円(本体価格 2,400円) 箱入数 24本

商品CD 669201BO



スキンバリアクリーム 特長

特長1

尿や便を撥水バリアではじく

シリコン油成分「シクロペンタシロキサン」「ジメチコン」


特長2

パウダー in でおむつ摩擦が少ない

パウダー成分「シリカ」

特長3


無添加(パラベン・アルコール・香料・着色料)



250g


『スキンバリアクリーム』の使い方

汚れを洗浄し、水分を拭き取った肌に適量を塗ってください。両手の手のひらくらいの面積に1プッシュ(1g)が使用目安です。



こんな時は気をつけて

表面が薄い赤みを帯びているところは丁寧にケア 傷になっているところには使用しないでください



保湿しながら香りさわやか

- べたつかずさらっとした乳液タイプ
- 天然保湿成分配合
- お肌にやさしい弱酸性
- 無添加(パラベン・アルコール・着色料)

フィードラント香料 フローラルの香り

化粧品



300g

少し乾燥が気になった時に全身にお使いいただけます。

ハビナス 香り・フレッシュ 保湿全身ローション



300g 1,078円(本体価格 980円) 箱入数 24本




商品CD 669201BG

入浴できない時も清潔に

身体を拭く



こんな時にふさわしい商品

ウェットティッシュで拭く	厚手・香りつきで全身を拭きたい方	 さっとさわやか からだふき ▶ 詳細は P65
	特大サイズで全身を1枚で済ませたい方	 からださわやか 清拭タオル ▶ 詳細は P65

タオルで拭く	全身清拭	汚れをさっぱり落として保湿したい方 お湯に溶かして拭く	 さっぱり からだふき ▶ 詳細は P67
		乾燥しがちなお肌をしっかり保湿したい方 お湯に溶かして拭く	 うるおう からだふき ▶ 詳細は P67
	部分清拭	スピーディにお肌をさっぱりさせたい方 蒸しタオルなどを使って拭く	 泡でさっぱり からだふき ▶ 詳細は P67




頭を拭く

こんな時にふさわしい商品

髪になじませてからタオルで拭く	お湯を使わずに、しっかり汚れを拭きとりたい方	 お湯のいらない泡シャンプー ▶ 詳細は P67
ウェットティッシュで拭く	手早く簡単に汚れを拭きとりたい方	 ふくだけ簡単 シャンプーナップ ▶ 詳細は P65

おしりを洗う


こんな時にふさわしい商品

肌に泡を広げて洗い流す	入浴できない時でもおしりを清潔にしたい方	 泡がやさしいおしり洗い ▶ 詳細は P68
		 コットン100% 超吸水 おしりタオル ▶ 詳細は P68
ぬれた肌に押し当てる	1枚で水分を拭きとりたい方	 おしり洗浄・保湿液 ▶ 詳細は P62

おしりにも使える厚手シートで、よじれずしっかり拭けるから、らくに拭きとれます

- 天然保湿成分配合。
(天然ラベンダーオイル・緑茶抽出エキス(フラボノイド))
- 厚手の凸凹シートでやさしい肌ざわり。
- 1枚でたっぷり拭けて経済的。
- ノンアルコール。

ラベンダーの香り



ハビナス さっとさわやか からだふき

60枚入 550円(本体価格 500円) 箱入数 16個


商品CD 669200BC



おしりにも使える特大サイズのシートで、タオルのようにらくに拭きとれます

- 植物性保湿成分(ニンジン根エキス)配合。
- 無着色・無香料・ノンアルコール。

化粧品



ハビナス からださわやか 清拭タオル

30枚入 550円(本体価格 500円) 箱入数 16個

商品CD 669200DB




■「さっとさわやか からだふき」・「からださわやか 清拭タオル」の使い方



①室温を20°C~24°Cに保ち、バスタオルをかけ露出部分を少なくする。



②身体の中心に向かう順番で、身体を拭いていく。
※全身にお使いいただけます。



おしりふきとしてもお使いいただけます。

■水もタオルも要らない、らくらくシャンプー

- 水を使わず、拭きとりも不要。
- 凸凹シートで汚れをやさしくからめとる。
- アミノ酸系保湿成分配合。

シトラスの香り

水不要

化粧品



ハビナス ふくだけ簡単 シャンプーナップ®

30枚入 550円(本体価格 500円) 箱入数 24個

商品CD 669200GF



■「ふくだけ簡単 シャンプーナップ」の使い方



①薬液が目・鼻・口に垂れないように注意して、髪と頭皮を拭く。



②拭きとりの必要はありませんが、気になる場合はぬれタオル等で拭いてください。

～在宅介護の新習慣～

看護から生まれた清潔ケア




カサカサ肌、粉ふき肌、かゆみにお悩みではありませんか？

加齢によって皮脂が減少すると、肌のバリア機能が崩れ、乾燥してかゆみが出やすくなります。

掻いてしまうことで傷になり、悪循環になることも。

肌トラブルを防ぐには、保湿して「バリア機能」を高めることが重要です。



※外部刺激…細菌や真菌、アレルギー、ホコリや化学物質・紫外線 など。

入浴できない時は、保湿もできる拭きとり用の清拭料が便利です

タオルにふくませて拭きただけなので、とてもかんたんです。



入浴できない時も清潔に、泡でかんたんにケアしましょう

- 拭きなおしやすすぎが不要。
- お肌と同じ弱酸性。
- 植物性保湿成分 (チャエキス・ヨクイニンエキス) 配合。

すすぎ不要 化粧品
グリーンフローラルの香り



ハビナス 泡でさっぱりからだふき
500ml 1,320円(本体価格 1,200円) 箱入数 20本 約100回分
詰めかえ用400ml 880円(本体価格 800円) 箱入数 20個 約80回分

商品CD 6692001J 詰めかえ用400ml 商品CD 6692001L

使い方

- ①泡でさっぱりからだふきを、蒸しタオル等に1~2プッシュ。
- ②そのまま身体を拭いてください。
※洗い流す必要はありません。

- コンディショニング成分配合。髪がきしまず指どおりもなめらか。
- お肌と同じ弱酸性。
- 植物性保湿成分 (チャ乾留液) 配合。

水不要 化粧品
フローラルの香り



ハビナス お湯のいらない泡シャンプー
200ml 1,100円(本体価格 1,000円) 箱入数 30本

商品CD 669200GE

使い方

- ①適量を手にとり、髪と頭皮全体によくのぼしながらマッサージし、クシを通す。
- ②タオルで髪や地肌をよく拭く。
※ぬれたタオルを使うとよりさっぱりします。

入浴できない時も清潔に、お湯にとかして全身をケアしましょう

- お湯にとかして拭きだけで、すすぎは不要。
- お肌と同じ弱酸性。
- 植物性保湿成分 (チャエキス・ヨクイニンエキス) 配合。

すすぎ不要 化粧品
グリーンフローラルの香り



ハビナス さっぱりからだふき 液体タイプ
400ml 1,100円(本体価格 1,000円) 箱入数 30本 約80回分

商品CD 6692001I

お湯にとかすだけでかんたんに洗浄・保湿。洗い流しも不要です

- 何度も拭きとる必要がないので、お肌への刺激が減り、保湿効果でお肌を乾燥から守ります。
- フラボノイド含有植物成分 (保湿成分:チャエキス)、植物性保湿成分 (さっぱり:ヨクイニンエキス、しっとり:セージ葉エキス) 配合。

すすぎ不要 化粧品
グリーンフローラルの香り



ハビナス 清拭料 さっぱりタイプ
1L 1,980円(本体価格 1,800円) 箱入数 8本 約200回分

商品CD 6692001D

- お湯にとかして拭きだけで、すすぎは不要。
- お肌と同じ弱酸性。
- 植物性保湿成分 (セージ葉エキス) 配合。

すすぎ不要 化粧品
ウッディフローラルの香り



ハビナス うるおうからだふき 液体タイプ
400ml 1,100円(本体価格 1,000円) 箱入数 30本 約80回分

商品CD 6692001H

お湯にとかすだけでかんたんに洗浄・保湿。洗い流しも不要です

すすぎ不要 化粧品
ウッディフローラルの香り



ハビナス 清拭料 しっとりタイプ
1L 2,475円(本体価格 2,250円) 箱入数 8本 約200回分

商品CD 6692001E

使い方



『うるおうからだふき 液体タイプ』、『さっぱりからだふき 液体タイプ』、『清拭料 さっぱりタイプ』、『清拭料 しっとりタイプ』共通

- ①洗面器1杯(お湯3L)に対し、5ml (400ml:キャップ1/2杯、1L:キャップ1杯)をとく。
- ②タオルを浸し、軽くしぼって全身を拭く。洗い流す必要はありません。

ご家族の状況に合わせたケアで、入浴できない時もおしりを清潔に


●毎日のおしりケア こんなお悩みありませんか？

ウェットティッシュで拭く






- ✓ 拭きとりが強すぎて、肌が赤くなってしまふ
- ✓ 便汚れが落ちにくい
- ✓ 洗った後、肌に便の臭いが残ってしまうでも洗浄剤は肌刺激が不安…

お湯で洗う



ボディソープ・せっけんで洗う


- ✓ 洗っている時の肌刺激すすぎ残しによる、スキントラブルが心配…

泡がやさしいおしり洗い・超吸水おしりタオルなら

ご家族の状況に合わせたケアで、入浴できない時もおしりを清潔に。


**お湯を使って
“しっかりケア”**

泡をひろげて洗い流す
汚れ・ニオイをスッキリ落とす



**お湯を使わず
“かんたんケア”**

泡をひろげて拭きとるだけ
すすぎはいりません



泡で浮かせておしりの汚れ・ニオイをスッキリ落とす

- おむつ内の敏感肌にもやさしい低刺激処方。
- お肌と同じ弱酸性。
- 保湿・肌保護成分(BG・ヨクイニンエキス・チャエキス)配合。
- 香りで包み、ニオイ気にならない。
尿臭・便臭を包み込み、よい香りに感じられるフィードラント香料を使用。
- お湯を使わず“拭きとりケア”もできる。すすぎもいりません。

すぎ不要 化粧品
フィードラント香料 ホワイトフローラルの香り




350ml

ハビナス 泡がやさしいおしり洗い

350ml 1,100円(本体価格 1,000円) 箱入数 20本 約115回分
商品CD 669200IK

独自の「フィードラント香料」で良い香りに包み込む！

香水の成分構成



スクアール / インドールなど
使やおならに含まれる臭気成分。
オレンジやジャスミンの香気成分や、
香水の原料にも含まれる。


泡がやさしいおしり洗いの成分構成



あらかじめ臭気成分を
減らした状態で成分を構成。
空気中を漂う排泄物臭を取り込んで組み
合わせる事で、良い香りに変化します。

お肌にあてるだけですばやく吸水
洗った後の仕上げ拭きに

- 吸水性が高いコットン100%の不織布だからお肌に余分な水分を残しません。
- しっかり丈夫でやぶれにくい。
- お湯と使えば温かいおしりふきに。



100枚入

ハビナス コットン 100% 超吸水おしりタオル

100枚入 528円(本体価格 480円) 箱入数 36個
商品CD 669201CV

コットン100%超吸水おしりタオル 使用者の声

在宅介護者

丈夫なのに肌に優しく、温かいおしりふきにも乾拭きにも使えて便利。

訪問看護師

吸水力が非常に高く、1枚で十分拭きとれた。ぬれても溶けたり、破れたりせず、頼もしかった。

在宅介護者

肌触り・吸水性に優れていて、拭きとる肌が赤くならなかった。肌が弱い90歳の母には心地よいわらかさでした。

訪問看護師

「ウェットおしりふき」と「拭きとり仕上げ用」の2役をひとつでこなしてくれた。

身体と頭を洗う

こんな時にふさわしい商品

身体を洗う

- 石けんのような洗い上がりで、スッキリしたい方
 - 大容量タイプが欲しい
 - どなたにでも使いやすいスタンダードタイプ
 - ボディソープ 4L ▶ 詳細は P72
 - ボディソープ 20L(弱酸性) ▶ 詳細は P72
 - うるおいの木 ボディソープ 20L ▶ 詳細は P71
 - 排泄臭・加齢臭が気になる時や、お肌が乾燥しがちな方
 - うるおいの木 ボディソープ 20L ▶ 詳細は P71

髪を洗う

- 髪をサラサラに仕上げたい方
 - 大容量タイプが欲しい
 - どなたにでも使いやすいスタンダードタイプ
 - リンスインシャンプー4L ▶ 詳細は P72
 - リンスインシャンプー 20L(弱酸性) ▶ 詳細は P72
 - うるおいの木 リンスインシャンプー 20L ▶ 詳細は P71
 - 排泄臭・加齢臭が気になる時や、頭皮や髪をしっかりとしなやかにしたい方
 - うるおいの木 全身シャンプー 20L ▶ 詳細は P71
 - 排泄臭・加齢臭が気になる時や、全身をしっかりと洗いあげたい方
 - うるおいの木 全身シャンプー 20L ▶ 詳細は P71
 - 排泄臭・加齢臭が気になる時や、全身をしっかりと洗いあげたい方
時間をかけずに効率的に洗いたい方
 - うるおいの木 泡の全身シャンプー 20L ▶ 詳細は P71

特集

車いす・移動

排泄

清潔・入浴

衛生

眠り

食事

安全

生活

特集

車いす・移動

排泄

清潔・入浴

衛生

眠り

食事

安全

生活

うるおいの木



独自の「フィードラント香料」で良い香りに包み込む！

香水の成分構成

スカトール / インドールなど


便やおならに含まれる臭気成分。オレンジやジャスミンの香気成分や、香水の原料にも含まれる。



うるおいの木の成分構成

あらかじめ臭気成分を減らした状態で成分を構成。

空気中を漂う排泄物臭を取り込んで組み合わせる事で、良い香りに変化します。




ミロタムヌス ~乾燥に耐えて生き抜く、砂漠の植物~

南アフリカとマダガスカル島にだけ生息する植物。

砂漠地帯の岩の露出した荒地に生育しています。

砂漠の過酷な環境下でも生き抜く「ミロタムヌス」が、乾燥から守るために保持している成分が「グリセルグルコシド」。

うるおいの木シリーズすべてに配合しています。



- 髪も身体もしっかり洗いあげる泡の全身シャンプーです。
- 全身洗うからたっぷり出るポンプで洗いやすい。
- お肌や髪にやさしい弱酸性。

フルーツフローラルの香り

フィードラント香料

化粧品



一般的な泡タイプの1プッシュ ※当社他商品



泡の全身シャンプー専用ボトルの1プッシュ



専用ボトル (3ml吐出)



20L

うるおいの木® 泡の全身シャンプー 20L



17,160円(本体価格 15,600円)

商品CD 660201DS ※泡の全身シャンプー専用ボトル(3ml吐出)ございます。(別途購入)

詰めかえがらくらく!
注出口の内側に専用コックが付いています。



- 髪も身体もしっかり洗いあげる全身シャンプーです。
- やさしい泡立ち、すばやい泡切れで、洗いあがりもすっきり。
- お肌や髪にやさしい弱酸性。

フルーツフローラルの香り

フィードラント香料

化粧品

うるおいの木® 全身シャンプー 20L



16,280円(本体価格 14,800円)

商品CD 660201DR

詰めかえがらくらく!

注出口の内側に専用コックが付いています。



20L

- やさしい泡立ち、すばやい泡切れで、洗いあがりもすっきり。
- お肌や髪にやさしい弱酸性。

フローラルの香り

フィードラント香料

化粧品

詰めかえがらくらく!

注出口の内側に専用コックが付いています。



20L

うるおいの木® ボディソープ 20L



16,280円(本体価格 14,800円)

商品CD 660201DQ

- やさしい泡立ちで頭皮や髪を包み込み、しっとりしなやかに洗い上げます。
- 髪がしみにくく、指どおりもなめらか。
- 髪にやさしい弱酸性。

フローラルフルーティの香り

フィードラント香料

化粧品

詰めかえがらくらく!

注出口の内側に専用コックが付いています。



20L

うるおいの木® リンスインシャンプー 20L



16,280円(本体価格 14,800円)

商品CD 660201DP

ワンポイント 入浴後のお手入れに

入浴後は、保湿をしてお肌にうるおいを与えましょう。

うるおいの木® 香り・フレッシュ 保湿全身ローション



▶ P63

石けんのような洗い上がりですっきり

- 皮脂をとり過ぎない、おだやかな洗浄力。
- 泡立ちがよく、すすぎも簡単。
- 弱アルカリ性。● 環境に配慮した減容ボトル。

グリーンフローラルの香り 化粧品

ハビナス ボディソープ 4L

5,830円(本体価格 5,300円) 箱入数 3本

商品CD 106101BA

[付属品] 小分け用ノズル(3個/ケース) 注)4Lと20Lの配合成分は異なります。



泡切れがスピーディで、すすぎも簡単

- 髪と地肌をやさしく洗いあげます。
- 弱酸性。● 介護する方の手肌にもやさしい。
- 環境に配慮した減容ボトル。

フローラルの香り 化粧品

ハビナス リンスインシャンプー 4L

5,830円(本体価格 5,300円) 箱入数 3本

商品CD 106102BB

[付属品] 小分け用ノズル(3個/ケース) 注)4Lと20Lの配合成分は異なります。



どなたにも使いやすいスタンダードタイプ

- ヒアルロン酸配合。お肌にうるおいを与えます。
- 植物性保護成分(コメ油)配合。介護する方の手肌も保護します。

ホワイトフローラルの香り 化粧品

詰めかえがらくらく!
注出口の内側に専用コックが付いています。

ハビナス ボディソープ 20L(弱酸性)

14,080円(本体価格 12,800円)

商品CD 106101BH 注)4Lと20Lの配合成分は異なります。

※在庫なくなり次第販売終了。



どなたにも使いやすいスタンダードタイプ

- ヒアルロン酸配合。頭皮にうるおいを与えます。
- 植物性保護成分(コメ油)配合。介護する方の手肌も保護します。

マンダリンオレンジの香り 化粧品

詰めかえがらくらく!
注出口の内側に専用コックが付いています。

ハビナス リンスインシャンプー 20L(弱酸性)

14,080円(本体価格 12,800円)

商品CD 106102BG 注)4Lと20Lの配合成分は異なります。

※在庫なくなり次第販売終了。



肩への負担が少なく、脱ぎ着がしやすい防水エプロン

- 入浴介助、ポータブルトイレの洗浄、調理や水回りの作業時に。
- 肩への負担が少ない軽量素材。幅広の肩ヒモは肩にかかる力を軽減します。
- 伸縮性のタブが付いているので、肩ヒモのスレ落ちを防止。脱ぎ着もカンタンです。
- 生地表面は触れてもひんやりしにくい防水加工(ステンレスに張りつきにくいです)。裏面はサラッとして肌にベタつきにくいです。



ハビナス 軽やか介助用エプロン

ロングタイプ 各7,700円(本体価格 7,000円)

(男性用グリーン、女性用ピンク)

ロングタイプ 各7,040円(本体価格 6,400円)

(男性用パープル、女性用パープル)

ショートタイプ 各6,380円(本体価格 5,800円)

パープル

ハーフタイプ 各5,060円(本体価格 4,600円)

パープル

[素材] ポリエステル100%(抗菌・防水加工/ポリウレタン)
[洗濯] 洗濯○(40℃まで・ネット使用)・乾燥機○(60℃まで)
[カラー] ロングタイプ(男性用) / グリーン、パープル
ロングタイプ(女性用) / パープル、ピンク
ショートタイプ / オレンジ、ピンク、パープル
ハーフタイプ / グリーン、パープル


※ロングタイプ(男性用)パープル、ロングタイプ(女性用)パープル、ショートタイプ オレンジ・パープル、ハーフタイプ パープルは、在庫なくなり次第終了。

目や耳にシャンプーやすすぎ湯が入りにくい

- 前かがみの姿勢が困難な方に。
- ゴムの内側の柔らかな生地が額をびったりと押さえます。
- サイズ調節が可能です(ホック3段階)。



『シャンプーハット』の使い方



①頭を通し、ホックでサイズを調節します。 ②縁を持ち、髪を生え際まで持ち上げて下さい。
※ゴムの内側の面が額にピッタリくるよう調節してください。

ハビナス シャンプーハット

1,760円(本体価格 1,600円)

商品CD 105010DA

[素材] ポリエステル100%(防水加工/ポリ塩化ビニル)
[サイズ] 頭回り調節範囲 50~58cm位
[洗濯] 洗濯○(手洗い、40℃まで)・乾燥機×

座面形状が座骨を支えるため、おしりが落ちにくく、座位が安定しやすい

●こんなこと起きていませんか?

ご利用者が転落しないように、座位を安定させてあげたい…



浴室では身体がすべりやすくて、ご利用者の身体の近くで介助してあげたい…


座位安定シャワーキャリーなら

座位が安定しやすいので、ヒヤリハットの軽減につながります。



こだわりの座面形状

● 印が座骨を支えるため、おしりが落ちにくく、座位が安定しやすい。



洗 部が大きく開いているため、手を入れやすく洗やすい。

座 前方ハンドル

ハンドルをしっかり握ることで、安心して座ることができます。水抜きがしやすくなりました。

座 ビタッと背もたれ

2分割形状で、背骨が圧迫されにくい。

座 座面・背面の後傾角度



座 おしりがピッタリする角度



後車輪を太くすることで安定感が増しました



駐車ブレーキペダル幅広で、裸足でも操作しやすい。

移 スイングアウト式フットレグサポート

取り外ししやすくなりました。

移 上下スライド式アームサポート

横移乗に便利。自立支援に。固定ノブがワンタッチになりました。

ハビナス 座位安定シャワーキャリー SY-20

121,000円(本体価格 110,000円)

商品CD 204510AC 購入対象品 TAIS 00495-000070

[材質] フレーム/アルミ(塗装)
パッド(シート・バックサポート・ハンドル)/発泡ウレタン
[最大使用者体重] 80kg(積載物を含む)

	(単位:mm)			
	前輪×後輪	前座高	後座高	座幅
	4インチ×12インチ	450	390	400
座奥行	バックサポートバット高	アームサポート高	手押しハンドル高	
400	375	255	882	
全幅	全高	全長	重量(kg)	
509	882	880	15.0	

感染対策用品

衛生ケア用品を使って感染対策を



すり込むだけですばやく手指消毒

- 手肌にやさしい保湿成分(グリセリン)配合。
- しっかり消毒効果。水洗い不要。
- 手洗いや消毒回数が多く、手あれが心配なスタッフの方に。
- サッと肌になじむ速乾性成分。

保湿成分 グリセリン配合

有効成分
ベンザルコニウム
塩化物
0.05w/v%



消毒洗浄剤(手・指・皮フ用) 指定医薬部外品

1L 3,300円(本体価格 3,000円) 箱入数 8本
4L 7,480円(本体価格 6,800円) 箱入数 3本

1L 商品CD 106103BC 4L 商品CD 106103BA

[1L付属品] ポンプ(8本/ケース) [4L付属品] 小分け用ノズル(3個/ケース)

エタノール 80.0vol% の手指・消毒剤

- 細菌・ウイルス対策に
- 肌にやさしい保湿成分(グリセリン・ミリスチン酸イソプロピル)配合
- サッと肌になじむ速乾性
- 酸性

保湿成分 グリセリン・ミリスチン酸イソプロピル配合

有効成分
エタノール
80.0vol%



1L

薬用手指消毒アルコール 指定医薬部外品

1L 3,740円(本体価格 3,400円) 箱入数 8本

商品CD 669300DH

[付属品] ポンプ(8本/ケース)

※この商品のお取り扱い、営業担当にお問い合わせください。

泡がすみずみまでいきわたり、
汚れをしっかりと落とします

保湿成分 プロピレングリコール配合

殺菌 保湿 消毒

有効成分
イソプロピルメチル
フェノール



500ml

詰めかえ用 4L

ハビナス 殺菌ハンド泡ソープ 医薬部外品

500ml 880円(本体価格 800円) 箱入数 12本
詰めかえ用4L 5,280円(本体価格 4,800円) 箱入数 3本

500ml 商品CD 106104BG 詰めかえ用4L 商品CD 106104BH

[4L付属品] 小分け用ノズル(3個/ケース)

食品にも使われている成分で、しっかり除菌

- 1時間以上のつけおきだけでしっかり除菌。
- 1日1回の溶液をつくれば、24時間使用できるので手間いらず。
- 液につけたまま保存できるので、再汚染も防止できて衛生的。
- 食品添加物

やさしい成分で
しっかり除菌



1000ml

哺乳びん除菌液


1000ml オープン価格 箱入数 6本

商品CD 699000BR

[主成分] 次亜塩素酸ナトリウム

身のまわりの物を手軽に除菌

●アルコール配合。



80 枚入

詰めかえ用 80 枚入

除菌ウエットティッシュ

ボトル80枚入 748円(本体価格 680円) 箱入数 12本
詰めかえ用80枚入 528円(本体価格 480円) 箱入数 18本

ボトル80枚入 商品CD 669300BA 詰めかえ用80枚入 商品CD 669300BB

※人体へのご使用はできません。
※すべての菌を除菌するわけではありません。

ふんわりした仕上がり

- 洗濯のニオイは、繁殖した雑菌のしわざ。抗菌剤配合により、雑菌の繁殖を抑えます。
- 仕上がりは、汗をすばやく吸収するので、肌着・パジャマ・おむつ・シーツに最適。
- 植物由来原料(陽イオン系界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩))配合。

フレッシュフローラルの香り

消臭 柔軟 抗菌



すすぎが終了後に入れる。



4L

ハビナス 消臭・抗菌ソフター

4L 4,620円(本体価格 4,200円) 箱入数 3本

商品CD 660311BB

[付属品] 小分け用ノズル(3個/ケース)

食卓でのおしぼりやお掃除に

- ふんわり厚手な肌ざわり。
- 無香料・無着色・ノンアルコール。



テーブルウェットティッシュ

70枚入 オープン価格 箱入数 24個

70枚入
商品CD 669300CD

食事の時のお口ふき、おてふきに

- 無香料・無着色・ノンアルコール。



手・くちふきとりナップ® Pigeon Friends

70枚入 2個パック オープン価格 箱入数 16個

商品CD 669200DE

除菌剤で日常から感染対策を

- 次亜塩素酸ナトリウム+pH調整剤+精製水で作られる除菌剤。
- 肌に付着しても安心な微酸性(pH6.0~6.5)。
- 塩素濃度100ppm(除菌力は次亜塩素酸ナトリウムの80倍の効果)。

ジアッシュ®

10L オープン価格 10L 商品CD 106202AA 20L 商品CD 106202AB

■専用スプレーボトル300ml(605円)もございます。



塩素臭が少なく、生地を傷めにくく、金属腐食も起こしにくい除菌剤です

- 気になる塩素の刺激臭がほとんどありません。
- 市販の次亜塩素酸ナトリウムと比較して、長期保存が可能。
- 金属腐食がないので、風呂釜や金属製の除菌も行えます。
- 顆粒なので取扱いが容易です。
- 有効塩素量15%

顆粒 サラッと塩素除菌

2.5kg 5,940円(本体価格 5,400円)

箱入数 4本

商品CD 306114AB

[付属品] 計量スプーン(容量30g)



2.5kg

汚物処理時の除菌

【使用方法】
●汚物洗浄機での下洗い
水10Lに対しスプーン2杯(60g)投入し溶解させ、2~3時間浸漬します。最後に「すすぎ」を行います。

●汚物拭きとり後のペーパータオル等の除菌
汚物を拭きとったペーパータオル等は、ビニール袋に入れ廃棄物が十分に浸る量の溶解液を入れてください。



冷蔵庫・手すり・床・便器の除菌

【使用方法】
①水10Lに対しスプーン1/2(15g)投入し溶解させます。
②雑巾等を浸し、手すりや床を拭きます。



防水シート

まさか!の時の安心材料に





	さらっと吸水消臭シート	防水シート 大人用	耐熱防水シート	耐熱防水フロードシート	耐熱防水デニムシート	耐熱防水タオルシート	ニットシート	ムレにくいシート	簡単ベッドメイキング防水シート	手間なしぴったりシート
ページ数	78	78	78	78	78	79	79	79	79	79
洗濯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
乾燥機	60℃まで	×	80℃まで	80℃まで	80℃まで	80℃まで	60℃まで	60℃まで	80℃まで	×
吸汗	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
綿混素材			○	○	○	○			○	
厚手マットレスOK	○ Lサイズ	○ Lサイズ		○	○ Lサイズ	○				
三層				○			○	○	○	
抗菌加工			○			○				
両面使える							○	○		
タオル素材			○			○				
乾きやすい	○	○								
吸水	○									○
消臭	○									○
透湿							○			
高透湿								○		
軽い		○								

お肌がべたつきにくい	巾広で巻き込みやすい	特定の細菌の増殖を防ぐ	リバーシブルで扱いやすい
アンモニア臭を軽減	ムレを軽減	寝たきりの方でもムレにくい	取りあつかいらくらく

気になる臭いを「消臭」、尿を「吸収」できる防水シート

- 吸水速乾素材使用で、尿をすばやく吸収してさらっと拡散、洗濯後の乾きがはやいです。
- カノコ素材なので、ムシが気になる時でも、さわやかな肌触り。



ハビナス さらっと吸水消臭シート

M 4,400円(本体価格 4,000円) L 5,500円(本体価格 5,000円)


M 商品CD 609500DC L 商品CD 609500DD

【素材】ポリエステル100% (カノコ) (防水加工/ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(40℃まで)・乾燥機○(60℃まで)
【カラー】クリーム



肌触りがソフト、早く乾くのでお洗濯がらく

- 保温性のある起毛パイル素材でソフトな感触です。



ハビナス 防水シート大人用

普通 3,080円(本体価格 2,800円) L 3,520円(本体価格 3,200円)


普通 商品CD 609500GA L 商品CD 609500GB

【素材】ポリエステル100% (起毛パイル) (防水加工/ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(40℃まで)・乾燥機×
【カラー】ブルー



タオルのような肌触り 乾燥機にかけられます

- 電気敷毛布との併用や、乾燥機の使用可能(80℃まで)。
- 生地に着菌加工付きで衛生的。



ハビナス 耐熱防水シート

3,630円(本体価格 3,300円)

商品CD 609500FA

【素材】綿80%・ポリエステル20% (シンカーパイル) (防水加工/耐熱ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(60℃まで)・乾燥機○(80℃まで)
【カラー】グリーン



業務洗濯OK、三層構造なので丈夫

- 平滑な生地なので寝返りしやすく、綿シートに近い肌触り。



ハビナス 耐熱防水ブロードシート

各4,730円(本体価格 4,300円)


オフホワイト 商品CD 108092AA ライトグリーン 商品CD 108092AB

【素材】表/ポリエステル65%・綿35% (ブロード) 裏/ポリエステル100% (ニット) (三層構造・防水加工/耐熱ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(60℃まで)・乾燥機○(80℃まで)
【カラー】オフホワイト・ライトグリーン



業務洗濯OK、張りのあるデニム生地

- しっかりした生地厚で安定して敷けます。



ハビナス 耐熱防水デニムシート

M 4,620円(本体価格 4,200円) L 4,840円(本体価格 4,400円)

商品CD ※頭6桁108062を省略しています。

サックスM [CC] サックスL [CD] オフホワイトL [CB]
【素材】ポリエステル65%・綿35% (ソフトデニム) (防水加工/耐熱ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(60℃まで)・乾燥機○(80℃まで)
【カラー】サックス・オフホワイト (Lのみ)



吸汗性が良く、制菌加工で衛生的

- 毛足の短いタオル地なので、寝返りを妨げにくい。
- 厚いベッドマットもラクに包み込める180cmのワイドタイプ。



ハビナス 耐熱防水タオルシート

5,170円(本体価格 4,700円) 商品CD 108111AA

【素材】綿80%・ポリエステル20% (シンカーパイル) (防水加工/耐熱ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(60℃まで)・乾燥機○(80℃まで)
【カラー】グリーン



ムシにくいので長時間寝て過ごす人でも安心して使えます。両面使用ができるので表裏を気にせずに敷くことができます

- ムシを軽減する特殊な防水加工。
- ソフトなニット素材で両面使用ができます。



ハビナス ムシにくいシート

7,480円(本体価格 6,800円) 商品CD 108021BA

【素材】ポリエステル100% (ニット) (三層構造・透湿防水加工/ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(40℃まで)・乾燥機○(60℃まで)
【カラー】オフホワイト



肌触りがソフトで、両面使用ができるので表裏を気にせずに敷くことができます

- 適度な伸縮性があるので快適。



ハビナス ニットシート

6,050円(本体価格 5,500円) 商品CD 108031BA

【素材】ポリエステル100% (ニット) (三層構造・透湿防水加工/ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(40℃まで)・乾燥機○(60℃まで)
【カラー】サックス/オフホワイト (リバーシブル)



マットの四隅にゴムを留めるだけの全面防水タイプ

- 面倒なマットレスへの巻き込みは不要。
- 寝返りしやすい。



ハビナス 簡単ベッドメイキング防水シート

各8,250円(本体価格 7,500円)


M 商品CD 108082AA L 商品CD 108082AB

【素材】表/ポリエステル65%・綿35% (ブロード) 裏/ポリエステル100% (ニット) (三層構造・防水加工/耐熱ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(60℃まで)・乾燥機○(80℃まで)
【カラー】オフホワイト



使い捨てタイプの紙製防水シートです

- ふとんをしっかり覆う安心サイズ。
- 消臭ポリマー配合。



ハビナス 手間なしぴったりシート

1,738円(本体価格 1,580円) 箱入数 8袋

商品CD 609500CC

【素材】表面材/ポリオレフィン系不織布 吸水材/綿状バルブ、吸収紙、高分子吸水材 防水材/ポリエチレンフィルム 結合材/スチレン系エラストマー合成樹脂 止着材/スチレン系エラストマー合成樹脂



10枚入

*1回の排泄量 150mlとした場合 (数値は当社測定方法によるものです)

大きさの違うビーズだから体にフィットしやすく、体圧の分散を促します



ハビナス ビーズパッド 1 型 腰用

9,900円(本体価格 9,000円)

商品CD 187012BA [サイズ] 47.5×43cm



ハビナス ビーズパッド 3 型 肘ひざ用

2,420円(本体価格 2,200円)


商品CD 187012BC [サイズ] 29×33cm



ハビナス ビーズパッド 5 型 かかと用

4,620円(本体価格 4,200円)

商品CD 187012BE [サイズ] 21×55cm



ハビナス ビーズパッド 7 型 背あて用

13,200円(本体価格 12,000円)

商品CD 187012BG [サイズ] 59×83cm



ハビナス ビーズパッド円座

3,630円(本体価格 3,300円)


商品CD 187012AA [サイズ] 40×37cm



ハビナス ビーズパッド 2 型 頭用

2,420円(本体価格 2,200円)

商品CD 187012BB [サイズ] 27×34.5cm



ハビナス ビーズパッド 4 型 うで腰用

3,080円(本体価格 2,800円)

商品CD 187012BD [サイズ] 24×59cm



ハビナス ビーズパッド 6 型 抱き枕用

6,050円(本体価格 5,500円)


商品CD 187012BF [サイズ] 36×53cm



ハビナス ビーズパッド 8 型 多目的用

5,280円(本体価格 4,800円)

商品CD 187012BH [サイズ] 47×48.5cm



ビーズパッド1型～8型、円座共通
 【素 材】生地/ポリエステル65%・綿35%(ブロード:抗菌防臭加工付き)
 中材/発泡ポリスチレンビーズ 縁巻テープ/ポリエステル100%
 【カラー】サックス系の花柄

ハビナス ビーズプチハンド

880円(本体価格 800円)

商品CD 187012CA

【素 材】生地/綿75%・ポリエステル25%(バイル)
 中材/発泡ポリスチレンビーズ
 【カラー】イエロー
 【サイズ】12×13cm



こぶしく
 手指の拘縮、
 湿潤対策に

※シリーズ共通 [洗濯]洗濯○(手洗い・40℃まで)・乾燥機× ※オレンジオイルなどリモネンを含有する洗剤は、中材を傷めるため、お使いいただけません。

メンテナンスが容易なスタンダードタイプ

- フィルター交換不要。
- エアセー一体型だから、マットのふきとり掃除が簡単。

ハビナス 介助用エアマット 夢の舞® (AD300)

71,500円(本体価格 65,000円)

商品CD 206110BA

【材 質】塩化ビニール(布張) 【重 量】2.5kg 【カラー】紺
 【サイズ】長さ1,850×幅880×厚さ70mm
 【消費電力】5.0W(平均消費電力2.0W) 【電 源】AC100V 50/60Hz
 【ポンプ】150×270×105mm 2.0kg 【付属品】専用シート

レンタル対象品 TAIS 00220-000062

形 状	エアセル式・一体型
枕部の膨縮	可 変
ふくらみ速度調節	一定周期

ポンプ3年保証



さっとなじんでダマにならない

液体とろみ
 かけるだけ

詳しくは▶P 30

液体とろみ かけるだけ 3つの特長

特長1 炭酸飲料に簡単すぐにとろみ付け

お好きな炭酸飲料に入れて混ぜるだけでとろみ付けができます。

特長2 さっとなじんでダマにならない

液体だからさっとなじみ、ダマにならないで再調整もかんたん。

特長3 とろみ付けが難しい飲み物やお食事にも

牛乳やオレンジジュース、いつものお食事にも簡単すぐにとろみ付けができます。

卓上で使える

持ち運び便利

外出先で使える

2023年5月～
 パッケージ
 リニューアル



ハビナス 液体とろみ かけるだけ

14g×14包 1,004円(本体価格 930円) 箱入数 20箱

商品CD 659000BM

テーブルにぴったりと貼りついて、食器・食べこぼしが床に落ちにくく、後片付けがらく

- テーブルにも敷くことができるロングタイプ。
- 水や油をしっかりとろく強撥水加工。



ハビナス テーブルからすべらない食事エプロン

各1,870円(本体価格 1,700円)

ひまわり柄 商品CD 619000HA
花畑柄 商品CD 619000HB

[素材] ポリエステル100%(ウレタンコーティング) [洗濯] 洗濯○(40℃まで)・乾燥機×
[カラー] ひまわり柄・花畑柄 [サイズ] 長さ108×幅78cm(衿下86cm)
(首まわり約33~42cm)

「テーブルからすべらない食事エプロン」の使い方



テーブルの上にエプロンを広げ、その上に食器を置く。

※裏面に滑り止め加工が施されているので、テーブルにぴったりフィットします。

肩まわりがすっきりしているから、腕が動かしやすい

- 肩からのラインが身体にすっきりなじみます。
- テーブルにも敷くことができるロングタイプ。
- 裏にしみにくく長持ちする耐久撥水加工。



ハビナス 肩まわりすっきり 食事エプロン

各1,760円(本体価格 1,600円)

商品CD ※頭6桁182300を省略しています。
こでまり(ピンク) IK チェック(青) IL リーフ(緑) IM
ハイビスカス(赤) IH ハイビスカス(緑) II

[素材] ポリエステル100%(タフタ)(アクリルコーティング)
[洗濯] 洗濯○(40℃まで)・乾燥機○(60℃まで)
[カラー] こでまり(ピンク)・チェック(青)・リーフ(緑)・ハイビスカス(赤)・緑
[サイズ] 長さ91×幅80cm(衿下72cm)(首まわり約28~43cm)

※ハイビスカス(赤・緑):在庫なくなり次第販売終了。



肩までおおえるから汚れをしっかりと防ぐ

- 肩までゆったり身体をおおいます。
- テーブルにも敷くことができるロングタイプ。
- 裏にしみにくく長持ちする耐久撥水加工。



ハビナス 肩までおおえる食事エプロン

各1,760円(本体価格 1,600円)


花柄(ピンク) 商品CD 102301NG
クローバー(黄) 商品CD 102301NH
クローバー(青) 商品CD 102301NI

[素材] ポリエステル100%(タフタ)(アクリルコーティング)
[洗濯] 洗濯○(40℃まで)・乾燥機○(60℃まで)
[カラー] 花柄(ピンク)・クローバー(黄・青)
[サイズ] 長さ100×幅80cm(衿下72cm)(首まわり約28~43cm)



ビッグサイズ+ひじかけに固定できるから、食べこぼしが座面にこぼれることが少なくなり、後片付けがらく

- ビッグサイズなので、車いすや食卓いすをすっぽりおおいます。
- ひじかけに固定できるから、座面の汚れを防ぎます。
- 裏にしみにくく長持ちする耐久撥水加工。
- 食器トレイもおける幅広サイズ。



チェック柄

フラワー柄

4段階に調節できる
フック

ハビナス 車いす・食卓いす用 こそさない食事エプロン

各1,980円(本体価格 1,800円)

チェック柄 商品CD 619000DE
フラワー柄 商品CD 619000DD

[素材] ポリエステル100%(タフタ)(アクリルコーティング)
[洗濯] 洗濯○(40℃まで)・乾燥機○(60℃まで)
[カラー] チェック柄・フラワー柄
[サイズ] 長さ115×幅82cm(衿下95cm)(首まわり約28~43cm)
※フラワー柄:在庫なくなり次第販売終了。




ひじかけに固定できます

チェック柄

フラワー柄

ポケットがしっかりしているので、動きがある人にも使いやすい

- 広げたままでも使用できます。



ハビナス 簡単ポケット こそさない食事エプロン

2,200円(本体価格 2,000円)

商品CD 619000AE

[素材] ポリエステル100%(アクリルコーティング)
[洗濯] 洗濯○(60℃まで)・乾燥機○(80℃まで)
[サイズ] 長さ106(ポケット使用時は76)×幅70cm(衿下88cm)
(首まわり約28~35cm)



おしゃれなコンパクトサイズ

- 裾をひっくり返すだけでポケットが完成。
- 裏にしみにくく長持ちする耐久撥水加工。

裾をひっくり返すだけでポケットが完成



リーフ(緑)

ハイビスカス(緑)

リーフ(緑)

ハイビスカス(緑)

ハビナス ポケット付き ハーフエプロン

各1,320円(本体価格 1,200円)

リーフ(緑) 商品CD 102300PE
ハイビスカス(緑) 商品CD 102300PD

[素材] ポリエステル100%(タフタ)(アクリルコーティング)
[洗濯] 洗濯○(40℃まで)・乾燥機○(60℃まで) [カラー] リーフ(緑)・ハイビスカス(緑)
[サイズ] 長さ57×幅40cm(衿下37.5cm)(首まわり約30~43cm)

※ハイビスカス(緑):在庫なくなり次第販売終了。

食具

工夫された食具で、
食事を楽しみましょう。



自分で食べることができる

こんな時にふさわしい商品

お箸で食べ物をうまくつまめない方に



使いやすいお箸 ▶ 詳細は P85

いつもの食具では取りこぼしてしまう方に



すくいやすいスプーン
すくいやすいフォーク ▶ 詳細は P85

お箸が持ちにくくなった方に
一口の食べる量が少なく、口に摂り込みにくい方に



かるいスプーン
かるいフォーク ▶ 詳細は P85

自分で食べることができない

こんな時にふさわしい商品


いつものスプーンでは与えにくい方に



やわらかい
介助スプーン ▶ 詳細は P84

介助者が食べさせやすいスプーン

- すくいやすさ・握りやすさ・口当たりのよさを兼ね備えています。
- 食器洗い乾燥機対応。



ハビナス やわらかい介助スプーン
990円(本体価格 900円) 箱入数 20本 商品CD 659000BK
[サイズ] 165mm [重量] 28g [材質] シリコンゴム

● 横からみた図



視覚機能が衰えてきた高齢者が認識しやすいカラーリングです。

「やわらかい介助スプーン」の使い方




介助する方がベングリップ持ちで、介助される方の口に食べ物を運ぶ。

自分で食べる方もこぼしにくい

- 食器洗い乾燥機対応(使用上の注意をお守りください)。
- 食器乾燥機85℃まで。



ハビナス すくいやすいスプーン
770円(本体価格 700円) 箱入数 20本 商品CD 659000BI
[サイズ] 長さ164mm [重量] 20g
[材質] 金属部:18-8ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレン



ハビナス すくいやすいフォーク
770円(本体価格 700円) 箱入数 20本 商品CD 659000BJ
[サイズ] 長さ164mm [重量] 19g
[材質] 金属部:18-8ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレン

にぎりやすいサイズで、軽量で持ちやすい

- 高温洗浄に耐えるステンレス製です。
- 食器洗い乾燥機対応。



ハビナス かるいスプーン
1,100円(本体価格 1,000円) 箱入数 20本 商品CD 659000BG
[サイズ] 長さ178mm [重量] 25.5g
[材質] ステンレス製



ハビナス かるいフォーク
1,100円(本体価格 1,000円) 箱入数 20本 商品CD 659000BH
[サイズ] 長さ181mm [重量] 24g
[材質] ステンレス製

にぎる力が弱くても使えます

- クリップは着脱可能。箸を抜いて洗えます。
- 食器洗い乾燥機対応。



ハビナス 使いやすいお箸
1,100円(本体価格 1,000円) 箱入数 20本 商品CD 659000AV
[サイズ] 長さ220mm [重量] 37g
[材質] 箸部分:PPS クリップ部分:ポリアセタール

カバーの位置で、カンタンにストローの向きを変えられるので飲みやすい

- 煮沸、薬液、電子レンジ消毒いずれもOK。

ハビナス ストロー付カップ
1,430円(本体価格 1,300円) 箱入数 20個 商品CD 659000AN
[容量] 200ml(最大目盛容量)

ハビナス ストロー付カップ専用 替えストロー 3セット入
880円(本体価格 800円) 箱入数 72個 商品CD 659000AU
● セット内容: 飲み口ストロー、ストローチューブ 各3個





毎日の歯みがきをもっと衛生的に、いつまでも笑顔で。

口臭や口の乾燥が気になり始めた頃から、介護が必要になった方まで使えます！



口臭や口の乾燥が気になり始めた方へ



薬用口腔保湿ミスト 舌ブラシ

入れ歯の方へ




入れ歯ポット 入れ歯洗浄ブラシ 入れ歯の歯みがき

介護が必要になった方へ



STEP 1

潤す




くちびるや口の中を潤して、固まった汚れを落としやすくします。



薬用口腔保湿ミスト 保湿ジェル スポンジブラシ

STEP 2

みがく




食べかすや痰の乾いたものが溜まりやすいので、歯、粘膜、舌もやさしくみがきます。



歯ブラシ 舌ブラシ スポンジブラシ

STEP 3

除去



ケア直後の口は細菌でいっぱい。飲み込まないように、残った汚れを奥から手前に取り除きます。



スポンジブラシ

STEP 4

保湿



歯ぐきをマッサージしながら、口全体を保湿します。乾燥しがちな口に潤いを与えます。



薬用口腔保湿ミスト 保湿ジェル スポンジブラシ

STEP 1 潤す

STEP 2 みがく

STEP 3 除去

STEP 4 保湿

の機能が、オールインワン！



歯みがきティッシュ

口の「乾燥」「口臭」が気になる方に

- サッと口内を潤すミストタイプ
- 有効成分CPC(塩化セチルピリジニウム)が口内を殺菌、口臭を防ぎます
- 有効成分以外は食品に使われる成分です。

医薬部外品



自然な甘さ



うるおうハニーレモン

ハビナス クリスマイル 薬用口腔保湿ミスト

70ml 各1,320円(本体価格 1,200円) 箱入数 30本


自然な甘さ うるおうハニーレモン

商品CD 669101AW 商品CD 669101AX

※自然な甘さ：在庫なくなり次第販売終了。

〈保湿性試験結果グラフ〉 ※ビジョン調べ

サンプル5gを40℃条件下に置き、重量変化を見る。重量変化が小さい方が保湿性が高い。



〈24時間後画像〉


薬用口腔保湿ミスト

無色透明でとろみのある液状。乾燥前と変化が少なく均一に広がる。




他社品

黄色～褐色のゲル状。強い粘り気がある。



やわらかな毛でサッと舌をこするだけあっという間に舌がきれいに

- しっかり口臭対策




独自のRカット植毛で舌にぴったりフィット

舌を傷つけないソフトな極細毛を使用

軽くて握りやすい

歯ブラシと同様の長さで扱いやすい(180mm)



ハビナス クリスマイル 舌ブラシ

330円(本体価格 300円) 箱入数 50本

商品CD 669101AM

入れ歯の溝などがしっかり磨ける

- 抗菌樹脂

入れ歯専用

歯の表面用 歯間用

力を入れやすい指あて

かたさの違う2種類のブラシですみずみまでしっかり磨ける

使用後は吊り下げて保管できる

軽く握りやすい

ハビナス クリンスマイル 入れ歯洗浄ブラシ
484円(本体価格 440円) 箱入数 50本 商品CD 669101AL

ガンコな黄ばみ・着色汚れ・イヤなニオイを除去

- 入れ歯の黄ばみ・着色汚れを落とします
- ニオイの原因菌をすっきり除去します

さわやかなお茶の香り
入れ歯専用

ハビナス クリンスマイル 入れ歯の歯みがき

95g 880円(本体価格 800円) 箱入数 30本
商品CD 660101AR
※在庫なくなり次第販売終了。



口の洗浄・保湿にこれ1本でOK!



ハビナス クリンスマイル 口腔ケア スポンジブラシ

10本入 605円(本体価格 550円) 箱入数 30個
60本入 2,860円(本体価格 2,600円) 箱入数 6個
250本入 10,230円(本体価格 9,300円) 箱入数 4個
10本入 商品CD 669101AS 60本入 商品CD 669101AT 250本入 商品CD 669101AU

場所をとらない、たためる入れ歯容器

- シリコン製で、入れ歯洗浄剤も使える。
- 抗菌加工

ハビナス クリンスマイル 入れ歯ポット

1,540円(本体価格 1,400円) 箱入数 30個
商品CD 669101AK
ご使用方法はWebにて掲載!

口の開きが小さくても奥歯までみがける

- ブラシは極細毛なので弱った歯ぐきの清掃にも最適。

ハビナス クリンスマイル 口腔ケア歯ブラシ

385円(本体価格 350円) 箱入数 60本
商品CD 669101AN

拭きとるだけのかんたん歯みがき 凸凹のメッシュシートが汚れをしっかりとらめとります

- 水がない時のお手入れに便利です。
- ポリグルタミン酸(湿潤剤)・緑茶エキス(湿潤剤(くちあたりおだやかタイプは除く))・キシリトール(甘味剤)配合

化粧品 さわやかなミントの香り



ハビナス クリンスマイル 歯みがきティッシュ

90枚入 715円(本体価格 650円) 箱入数 24個
10枚入 231円(本体価格 210円) 箱入数 72個
90枚入 くちあたりおだやかタイプ 715円(本体価格 650円) 箱入数 24個

90枚入 商品CD 669101AO 10枚入 商品CD 669101AP
90枚入 くちあたりおだやかタイプ 商品CD 669101AQ

『歯みがきティッシュ』の使い方




口の乾燥を防いで、口臭もすっきり

- ネバツキ・乾燥・口臭予防に。
- 保湿剤・湿潤剤配合
- 100%食品成分使用
- ノンアルコール・パラベンフリー

さわやか緑茶ミントの香り

使い方

スポンジブラシやガーゼ、指などに適量(1cm程度)を取り、口内に塗り広げた後、吐き出すか軽く拭き取ってください。



ハビナス クリンスマイル 口腔保湿ジェル

60g 1,045円(本体価格 950円) 箱入数 30本
商品CD 669101AV

60g

左右に杖置きがついた標準タイプ

- 座面高さは3タイプ(380・400・420mm)から選択いただけます。
- 座面前方を高くすることでお尻が安定し、前滑りを防ぎます。
- 防汚加工のビニールレザーシートを使用。



オレンジ

スタッキング式
(最大3脚まで)

杖置き付き

ハビナス ミールチェア (ML-11)

各34,980円(本体価格 31,800円)

オレンジ

座面高380mm 商品CD 201910AJ	座面高400mm 商品CD 201910AK	座面高420mm 商品CD 201910AL
---------------------------	---------------------------	---------------------------

ライトグリーン 座面高380mm 商品CD 201910BJ	座面高400mm 商品CD 201910BK	座面高420mm 商品CD 201910BL
--------------------------------------	---------------------------	---------------------------

【材質】 本体/天然木(ブナ)(ポリウレタン塗装)
シート/表地:塩化ビニール(防汚加工) 中材:ウレタンフォーム
【シートカラー】 オレンジ・ライトグリーン

型式	全幅	全高	全長	座幅	座面高 ※1	座奥行	背もたれ高 (座面より)	アームレスト高 (床面より)	重量 (kg)※2
ML11-38		770			380			620	7.9
ML11-40	590	790	510	410	400	430	390	640	8.0
ML11-42		810			420			660	8.1

※1 座面高さ寸法は座面クッションが「着座により沈み込んだ時の寸法」です。
そのため、現品の座面中央部表面高さより20mm低い寸法になっています。
※2 重量は、天然木を使用しているため多少異なります。

移乗時に便利な回転タイプ

- 座面高さは3タイプ(380・400・420mm)から選択いただけます。
- 回転式なのでいすへの移乗・離着席が行いやすくなります。
- 防汚加工のビニールレザーシートを使用。



ライトグリーン



- レバーを下げる 90°回転
- レバーを引く 360°フリー回転

ハビナス ミールターン (ML-21)

各45,980円(本体価格 41,800円)

オレンジ

座面高380mm 商品CD 201910CJ	座面高400mm 商品CD 201910CK	座面高420mm 商品CD 201910CL
---------------------------	---------------------------	---------------------------

ライトグリーン 座面高380mm 商品CD 201910DJ	座面高400mm 商品CD 201910DK	座面高420mm 商品CD 201910DL
--------------------------------------	---------------------------	---------------------------

【材質】 本体/天然木(ブナ)(ポリウレタン塗装)
シート/表地:塩化ビニール(防汚加工) 中材:ウレタンフォーム
【シートカラー】 オレンジ・ライトグリーン

型式	全幅	全高	全長	座幅	座面高 ※1	座奥行	背もたれ高 (座面より)	アームレスト高 (床面より)	重量 (kg)※2
ML21-38		770			380			620	12.9
ML21-40	580	790	510	460	400	430	390	640	13.0
ML21-42		810			420			660	13.1

※1 座面高さ寸法は座面クッションが「着座により沈み込んだ時の寸法」です。
そのため、現品の座面中央部表面高さより20mm低い寸法になっています。
※2 重量は、天然木を使用しているため多少異なります。

ご利用者の自立支援と介助者の負担軽減をかなえる、一本脚の個別昇降テーブル

- 4人掛けのテーブルで、ひとりひとりに合わせてテーブルの高さを変えることができます。
- テーブルの脚が1本脚のため、車いすでもアプローチしやすいです。



詳しくは▶P 18~



それぞれの高さに合わせ、みんなで食事ができます。




四隅にテーブルの脚がないため、車いすでもアプローチしやすい。

ハビナス 個別昇降テーブル ここあ® PR-T4

264,000円(本体価格 240,000円)

ここあ天板 商品CD I300092AB ここあ台座 商品CD 300092AC

【材質】 天板/メラミン化粧板 フレーム/スチール(粉体塗装)
【サイズ】 925×1,525mm 【天板下高さ】 585~810mm 【重量】 83.0kg



キャスターロック
(4箇所)

「高さ昇降」「キャスター出し入れ」「車いすアプローチ」「収納」
らくらく・かるがるできて負担を軽減

●こんなこと起きていませんか？




折りたたみ昇降テーブル TLXなら

「高さ昇降」「キャスター出し入れ」「車いすアプローチ」「収納」が
らくらく かるがる できて、負担を軽減します。



動画で詳しく解説しています



折りたたみ昇降テーブル(TLX)

[材質] 天板:メラミン化粧板
脚:鋼板(メラミン焼付塗装)

品名	サイズ(mm)	天板下高さ(mm)	重量(kg)	価格	商品CD
TLXS10T-YM915PB (4人用)	900 × 1,500	570 ~ 715	70.0	214,500円 (本体価格 195,000円)	300090AG
TLXS10T-YM1215PB (6人用)	1,200 × 1,500	570 ~ 715	80.0	258,500円 (本体価格 235,000円)	300090AH
TLXB10T-YM921PB (6~8人用)	900 × 2,100	610 ~ 785	93.0	412,500円 (本体価格 375,000円)	300090AI

折りたたみ昇降テーブル(TLX) 特長

特長1 | らくらく 高さ昇降



昇降ペダルを踏むだけで
上下高さ調整ができる

特長2 | らくらく キャスター出し入れ


天板を持ち上げるだけで
キャスターが出る



フットプレートを踏むだけで
キャスターがしまえる




特長3 | らくらく 車いすアプローチ



車いすでテーブルにつこうとする時、横からアプローチしようとしても脚が当たるため、テーブルの正面からアプローチしなければならない。

TLXは1本脚だから、横からのアプローチも可能。ご利用者の車いす移動がらくらくです。

特長4 | 女性も かるがる 天板折りたたみ



ワンレバーで
天板が折りたためる



コンパクト
収納

ご利用者の
自立を促す
ポイント

- 1 食事の中身がご利用者からしっかり見えていること
- 2 腕の可動域の範囲に、配膳されていること

時間はかかっても、ご自身で食事ができるということは、生活の喜びの1つとなります。さらには、介助する方の負担も軽減できます。

ベッドからの転落による衝撃を緩和

- 高齢者の安全確保に。転落によるケガを軽減。
- 持ち運びしやすい取っ手付き。
- 縁に発色のよいオレンジ色を使用。
- 裏面は強力な全面滑り止め付き。
- 沈み込みが少なく歩きやすい。
- カバーは抗菌・難燃・防水・撥水加工付き。



ハビナス 衝撃吸収マット


35,200円(本体価格 32,000円) [材質] 緩衝材/ポリエチレンフォーム・ウレタンフォームの二層構造 カバー/ポリエステル100%(抗菌・難燃・防水・撥水加工)
 [重量] 2.7kg [カラー] ブルー [サイズ] 長さ1,800×幅650×厚さ40mm
 商品CD 205300AC

緩衝性能試験データ

「SG規格」体育運動用緩衝パッドの認定基準及び基準確認方法に基づく試験

【試験方法】


加速度センサーの入った鉄球(4kg)を高さ45cmからマットの上に落とし、衝撃の加速度を計測。そして、計算式により緩衝性能値を求める。



さらに、転落時の底つき性を調べるため、社内試験を実施!

【試験方法】

マットの下に測定フィルムを敷き、鉄球(10kg)を高さ45cmからマットの上に落とし、緩衝性能を調べた。





2つを比較すると、フィルムへの衝撃痕の大きさと濃さに差がみられる。

「ハビナス衝撃吸収マット」は、A社と比べて衝撃痕が小さく、さらに薄いことが分かる。つまり底つきをほとんど起こさず、緩衝性能が高いといえる。

耳の遠い方とも、らくらくコミュニケーション

- 伸ばして耳あて部を曲げてお使いください。
- 目と目を合わせて会話を楽しむことができます。



のび(57cm)、ちぢみ(27cm)が自由で折り曲げもできます。























ハビナス ももしフォン

2,002円(本体価格 1,820円) 箱入数 12本 [材質] ポリプロピレン [重量] 40g [カラー] ワインレッド [サイズ] 長さ270~570mm(伸縮自在)
 商品CD 109010AE

頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ(mm)
44	202200CA	1018737 (25635)		座位保持自走型 ラクリオ PR-1000	4902508256353	115,000円(非)	1	765×435×800
44	202200DA	1022508		座位保持自走型 ラクリオ 介助ブレーキ付 PR-1000B	4902508257862	134,000円(非)	1	765×435×800
44	202200CB	1018738 (25636)		座位保持 ティルトリクライニング ラクレスト PR-2000	4902508256360	200,000円(非)	1	740×590×850
44	202200EA	1022509		座位保持 ティルトリクライニング ラクレスト 介助ブレーキ付 PR-2000B	4902508257879	219,000円(非)	1	740×590×850
44	202910AA	1026344		エレベーター PTH-EL-1	4902508002684	34,650円	1	490×415×175
44	202910AB	1026344		エレベーター PTH-EL-1 (非課税)	4902508002684	31,500円(非)	1	490×415×175
45	202012AH			フルリクライニングキャリア FC-120 レザーシート サイドスカート付き	4902508113205	260,000円(非)	1	920×670×750
45	202012AG			フルリクライニングキャリア FC-120 まる洗いシート サイドスカート付き	4902508113199	280,000円(非)	1	920×670×750
45	202015AA			横付けフルリクライニングキャリア FC-220	4902508258050	320,000円(非)	1	1040×670×740
45	202020DA			電動昇降フルリクライニングキャリア FC-320	4902508256292	520,000円(非)	1	1110×690×790
46	202031JD			ニュースウィングプラス NSW-2	4902508256315	165,000円(非)	1	1063×405×785
46	202031KD			ニュースウィングプラス NSW-2-D	4902508256322	180,000円(非)	1	1063×405×785
48	202200AU	1035367		ロックアシスタII LA-RX	4902508270298	145,000円(非)	1	800×430×770
49	202200AN	1021546		ロックアシスタII LA-1	4902508255936	105,000円(非)	1	950×420×750
49	202200AO	1021547		ロックアシスタII LA-2	4902508255943	105,000円(非)	1	950×420×690
49	202200AP	1021548		ロックアシスタII LA-3	4902508255950	125,000円(非)	1	780×420×730
49	504000DA	1036096		LAクッション(背・座)	4902508271080	16,500円	1	
49	504000DB	1036096		LAクッション(背・座) (非課税)	4902508271080	15,000円(非)	1	
50	202221AG			ウィングアップ WD1N-38	4902508256100	105,000円(非)	1	980×340×720
50	202221AH			ウィングアップ WD1N-40	4902508256117	105,000円(非)	1	980×340×720
50	202221AI			ウィングアップ WD1N-42	4902508256124	105,000円(非)	1	980×340×720
50	202221BG			ウィングアップ WCD1N-38	4902508256131	105,000円(非)	1	980×340×720

頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ (mm)	
車 い す ・ 移 動	50	202221BH		ウイングアップ WCD1N-40	4902508256148	105,000円(非)	1	980×340×720	
	50	202221BI		ウイングアップ WCD1N-42	4902508256155	105,000円(非)	1	980×340×720	
	50	202222AG		ウイングアップ WD2-38	4902508256162	125,000円(非)	1	980×340×720	
	50	202222AH		ウイングアップ WD2-40	4902508256179	125,000円(非)	1	980×340×720	
	50	202222AI		ウイングアップ WD2-42	4902508256186	125,000円(非)	1	980×340×720	
	50	202222BG		ウイングアップ WCD2-38	4988533525091	125,000円(非)	1	980×340×720	
	50	202222BH		ウイングアップ WCD2-40	4988533525107	125,000円(非)	1	980×340×720	
	50	202222BI		ウイングアップ WCD2-42	4988533525114	125,000円(非)	1	980×340×720	
	51	202201AA		標準型 T-1N-400	4902508000222	65,000円(非)	1	999×344×758	
	51	202201AE		標準型 T-1N-420 幅広	4902508000239	65,000円(非)	1	999×344×758	
51	202201AB		標準型 T-1N-Lo 低床	4902508000246	65,000円(非)	1	999×344×758		
51	202201AC		標準型 TD-1N ドラムブレーキ付	4902508000253	85,000円(非)	1	999×344×758		
51	202201AD		標準型 TCD-1N ドラムブレーキ付 介助式	4902508000260	85,000円(非)	1	940×328×760		
51	202110AB	1005963 (25604)		車いす車輪カバー	4902508256049	3,190円	50	120×52×120	
排 泄	52	100000FN	1026874		Wカバー スタンダード 透湿タイプ SS(オレンジ)	4902508111522	3,960円	10	225×35×285
	52	100000FO	1026875		Wカバー スタンダード 透湿タイプ S~M(ブルー)	4902508111539	4,180円	10	225×40×285
	52	100000FP	1026876		Wカバー スタンダード 透湿タイプ L~LL(グリーン)	4902508111546	4,620円	10	225×40×285
	52	100000FQ	1026877		Wカバー スタンダード 透湿タイプ 3L(オレンジ)	4902508111553	5,170円	10	225×45×285
	52	100060AD	1005894 (11165)		ソフトニットカバー SS(ベージュ)	4902508111652	5,445円	10	200×30×280
	52	100060AE	1005865 (11166)		ソフトニットカバー S~M(ブルー)	4902508111669	5,445円	10	200×35×280
	52	100060AF	1005872 (11167)		ソフトニットカバー L~LL(グリーン)	4902508111676	5,445円	10	200×35×280
	52	609900BA	1005889 (10913)		おむつカバー 透湿タイプ M	4902508109130	4,180円	10	190×40×270

頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ (mm)	
排 泄	52	609900BC	1005868 (10918)		おむつカバー 透湿タイプ L	4902508109185	4,510円	10	190×50×270
	52	609900BB	1005877 (10923)		おむつカバー 透湿タイプ LL	4902508109239	4,950円	10	200×55×270
	52				アクリルドビー				
	52				縮ドビー				
	55	669100BS	1023198		消臭スプレー 濃縮タイプ	4902508106047	1,100円	10×3	90×32×185
	55	669100BQ	1023196		消臭スプレー 空間用	4902508106795	1,100円	20	104×51×194
	55	669100BR	1023197		消臭スプレー 空間用 業務用	4902508106788	1,100円	20	100×48×190
	55	669100BP	1023195		ポータブルトイレ用消臭液	4902508102889	1,430円	20	78×52×169
	55	669100BT	1026107		ポータブルトイレ用消臭液 詰めかえ用 800ml	4902508258036	1,870円	10	94×70×207
	55	669100BZ	1023194		ポータブルトイレ用消臭剤	4902508106177	968円	30	70×40×135
	56	669100BM	1005709 (10623)		お部屋の消臭シート 介護用	4902508106238	704円	60	155×15×225
	56	669100BA	1005711 (10615)		消臭フォーム トイレ用 380ml	4902508106153	968円	5×4	60×60×220
	56	106113AB			タヒラ トイレと汚物の消臭剤 4L	4988533612258	6,600円	3	204×128×252
	57	209010DB			ラッピカート3	4902508006071	167,200円	1	813×575×933
	58	209180AB			ユニットケアポーター	4902508006088	88,000円	1	530×335×910
	60	669200IM	1033464		ラクラクおしりキレイミスト	4902508084710	1,045円	30	67×51×199
	60	669200IN	1033465		ラクラクおしりキレイミスト 詰めかえ用 250mL	4902508084727	550円	30	95×60×215
	61	669201EH	1029587		トイレに流せるパッドおしりふき 72枚入	4902508106993	605円	20	240×105×46
	61	669200ER	1005634		トイレに流せるおしりふき 大判厚手 40枚入	4902508116015	550円	24	200×110×40
	61	669200EG	1005633		やぶれにくいタイプのおしりふき 72枚入	4902508102971	308円	24	240×105×45
61	669200ES	1005635		やぶれにくいタイプのおしりふき 大判厚手 40枚入	4902508111171	495円	24	200×110×53	
62	669200IF	1018241 (11034)		おしり洗浄・保湿液 500ml	4902508110341	2,420円	12	70×70×205	

	頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ(mm)
排泄	62	669200IG	1018242 (11035)		おしり洗浄・保湿液 2000ml	4902508110358	9,240円	4	130×130×253
	63	669201BO	1031870		スキンバリアクリーム 250g	4902508084666	2,640円	24	78×53×159
	63	669201BG	1023193		保湿全身ローション	4902508119146	1,078円	24	74×58×150
清潔・入浴	65	669200BC	1023525		さっとさわやかからだふき 60枚入	4902508106658	550円	16	260×130×50
	65	669200DB	1005639		からださわやか清拭タオル 30枚入	4902508106597	550円	16	210×140×58
	65	669200GF	1023524		ふくだけ簡単シャンプーアップ 30枚入	4902508106580	550円	24	250×130×30
	67	669200IJ	1018702 (11045)		泡でさっぱりからだふき 500ml	4902508110457	1,320円	20	96×88×173
	67	669200IL	1023471		泡でさっぱりからだふき 詰めかえ用 400ml	4902508001670	880円	20	115×70×190
	67	669200GE	1018699 (11042)		お湯のいらない泡シャンプー 200ml	4902508110426	1,100円	30	50×50×198
	67	669200II	1018701 (11044)		さっぱりからだふき 液体タイプ 400ml	4902508110440	1,100円	30	57×57×206
	67	669200IH	1018700		うるおうからだふき 液体タイプ 400ml	4902508110433	1,100円	30	57×57×206
	67	669200ID	1005665 (10704)		清拭料 さっぱりタイプ 1L	4902508106740	1,980円	8	70×70×250
	67	669200IE	1005666		清拭料 しっとりタイプ 1L	4902508107051	2,475円	8	70×70×250
	68	669200IK	1018703 (11046)		泡がやさしいおしり洗い 350ml	4902508110464	1,100円	20	86×71×173
	68	669201CV	1018739 (11047)		コットン100% 超吸水おしりタオル 100枚	4902508110471	528円	36	100×45×200
	71	660201DS	1023159		うるおいの木泡の全身シャンプー 20L	4902508119184	17,160円	1	304×304×296
	71	660201DR	1005668		うるおいの木 全身シャンプー 20L	4902508119139	16,280円	1	304×304×296
	71	660201DQ	1005670		うるおいの木 ボディソープ 20L	4902508119122	16,280円	1	304×304×296
	71	660201DP	1005669		うるおいの木 リンスインシャンプー 20L	4902508119115	16,280円	1	304×304×296
	72	106101BA	1005651 (11904)		ボディソープ 4L	4902508119047	5,830円	3	204×128×252
	72	106102BB	1033736		リンスインシャンプー 4L	4902508119030	5,830円	3	204×128×252
	72	106101BH	1003927		ボディソープ 20L(弱酸性)	4902508113441	14,080円	1	304×304×296

	頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ(mm)
清潔・入浴	72	106102BG	1005676		リンスインシャンプー 20L(弱酸性)	4902508119061	14,080円	1	304×304×296
	72	102409AA	1005904 (11246)		軽やか介助用エプロン ロングタイプ 男性用グリーン	4902508112468	7,700円	12	180×30×260
	72	102409AB	1005905 (11247)		軽やか介助用エプロン ロングタイプ 男性用パープル	4902508112475	7,040円	12	180×30×260
	72	102409BA	1005902 (11248)		軽やか介助用エプロン ロングタイプ 女性用パープル	4902508112482	7,040円	12	180×30×260
	72	102409BB	1005906 (11249)		軽やか介助用エプロン ロングタイプ 女性用ピンク	4902508112499	7,700円	12	180×30×260
	72	102409CA	1005915 (11250)		軽やか介助用エプロン ショートタイプ オレンジ	4902508112505	6,380円	12	180×20×260
	72	102409CB	1005916 (11251)		軽やか介助用エプロン ショートタイプ ピンク	4902508112512	6,380円	12	180×20×260
	72	102409CC	1005921 (11252)		軽やか介助用エプロン ショートタイプ パープル	4902508112529	6,380円	12	180×20×260
	72	102409DA	1005903 (11244)		軽やか介助用エプロン ハーフタイプ グリーン	4902508112444	5,060円	12	180×10×270
	72	102409DB	1005910 (11245)		軽やか介助用エプロン ハーフタイプ パープル	4902508112451	5,060円	12	180×10×270
	72	105010DA	1005944 (25620)		シャンプーハット	4902508256209	1,760円	30	400×12×400
	73	204510AC	1024079		座位安定シャワーキャリー SY-20	4902508000796	121,000円	1	665×530×580
	衛生	74	106103BC	1005769 (12074)		消毒洗浄剤 1L	4902508120746	3,300円	8
74		106103BA	1005763 (12075)		消毒洗浄剤 4L	4902508120753	7,480円	3	204×128×252
74		669300DH	1029784		薬用手指消毒アルコール 1L	4902508102629	3,740円	8	91×77×210
75		106104BG	1019391 (11032)		殺菌ハンド泡ソープ 500ml	4902508119016	880円	12	96×89×173
75		106104BH	1019392 (11033)		殺菌ハンド泡ソープ 詰めかえ用 4L	4902508119023	5,280円	3	204×128×252
75		669300BA	1005777 (10124)		除菌ウエットティッシュ ボトル 80枚入	4902508101240	748円	12	108×108×170
75		669300BB	1005774 (10122)		除菌ウエットティッシュ 詰めかえ用 80枚入	4902508101226	528円	18	80×70×210
75		699000BR	1022191		哺乳びん除菌液 1000ml	4902508120890	オープン	6	95×74×257
75		660311BB	1022317 (11110)		消臭・抗菌ソフトナー 4L	4902508111102	4,620円	3	204×128×252
76		669300CD	1005764		テーブルウエットティッシュ 70枚入	4902508104333	オープン	24	130×105×45

	頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ(mm)
衛生	76	669200DE	1026651		手・くちふきとりナップ 70枚入 2個パック Pigeon Friends	4902508104296	オープン	16	105×105×85
	76	106202AA			ジアッシュ 10L	4988533602020	オープン	1	250×250×250
	76	106202AB			ジアッシュ 20L	4988533602037	オープン	1	300×300×300
	76	306114AB			サラッと塩素除菌 2.5kg	4988533612289	5,940円	4	340×340×220
眠り	78	609500DC	1005875 (11119)		さらっと吸水消臭シート M	4902508111195	4,400円	20	200×50×280
	78	609500DD	1005869 (11120)		さらっと吸水消臭シート L	4902508111201	5,500円	20	200×55×280
	78	609500GA	1017229 (11227)		防水シート 大人用 普通	4902508107266	3,080円	20	200×40×280
	78	609500GB	1018251 (11228)		防水シート 大人用 L	4902508107297	3,520円	20	210×65×280
	78	609500FA	1017230 (11229)		耐熱防水シート	4902508107761	3,630円	20	200×40×280
	78	108092AA	1005870 (11128)		耐熱防水ブロードシート オフホワイト	4902508111287	4,730円	20	230×25×350
	78	108092AB	1005890 (11129)		耐熱防水ブロードシート ライトグリーン	4902508111294	4,730円	20	250×30×350
	78	108062CC	1005887 (11298)		耐熱防水デニムシート サックス M	4902508112987	4,620円	20	230×30×350
	78	108062CD	1005888 (11299)		耐熱防水デニムシート サックス L	4902508112994	4,840円	20	230×26×350
	78	108062CB	1005866 (11300)		耐熱防水デニムシート オフホワイト L	4902508113007	4,840円	20	230×26×350
	79	108111AA	1005859 (11130)		耐熱防水タオルシート	4902508111300	5,170円	20	230×28×350
	79	108031BA	1005885 (11122)		ニットシート	4902508111225	6,050円	20	230×40×350
	79	108021BA	1005857 (11121)		ムレにくいシート	4902508111218	7,480円	20	230×32×350
	79	108082AA	1005858 (11126)		簡単ベッドメイキング防水シート M	4902508111263	8,250円	10	230×38×350
	79	108082AB	1005878 (11127)		簡単ベッドメイキング防水シート L	4902508111270	8,250円	10	230×40×350
	79	609500CC	1005891		手間なしびったりシート 10枚入	4902508111515	1,738円	8	210×125×290
	80	187012BA	1005930 (11142)		ビーズパッド1型 腰用	4902508111423	9,900円	10	180×100×450
	80	187012BB	1005951 (11143)		ビーズパッド2型 頭用	4902508111430	2,420円	10	300×55×295

	頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ(mm)
眠り	80	187012BC	1005947 (11144)		ビーズパッド3型 肘ひざ用	4902508111447	2,420円	10	320×60×300
	80	187012BD	1005949 (11145)		ビーズパッド4型 うで腰用	4902508111454	3,080円	10	240×45×600
	80	187012BE	1005953 (11146)		ビーズパッド5型 かかと用	4902508111461	4,620円	10	250×70×560
	80	187012BF	1005926 (11147)		ビーズパッド6型 抱き枕用	4902508111478	6,050円	10	400×120×580
	80	187012BG	1005954 (11148)		ビーズパッド7型 背あて用	4902508111485	13,200円	10	240×110×800
	80	187012BH	1005932 (11149)		ビーズパッド8型 多目的用	4902508111492	5,280円	10	190×100×460
	80	187012AA	1005950 (11140)		ビーズパッド円座	4902508111409	3,630円	10	160×45×390
	80	187012CA	1005929 (11150)		ビーズパッド手	4902508111508	880円	20	110×30×150
	80	206110BA	1005970 (11133)		介助用エアマット 夢の舞	4902508111331	71,500円	1	420×230×210
	食事	81	659000BM	1025800		液体とろみ かけるだけ	4902508180726	1,004円	20
82		619000HA	1018249 (11201)		テーブルからすべらない食事エプロン ひまわり柄	4902508107488	1,870円	20	185×25×290
82		619000HB	1018250 (11202)		テーブルからすべらない食事エプロン 花畑柄	4902508107495	1,870円	20	185×25×290
82		182300IK	1023379		肩まわりすっきり食事エプロン こでまり(ピンク)	4902508112178	1,760円	20	157×20×225
82		182300IL	1023380		肩まわりすっきり食事エプロン チェック(青)	4902508112185	1,760円	20	157×20×225
82		182300IM	1023381		肩まわりすっきり食事エプロン リーフ(緑)	4902508112192	1,760円	20	157×20×225
82		182300IH	1018245 (11195)		肩まわりすっきり食事エプロン ハイビスカス(赤)	4902508112550	1,760円	20	155×15×225
82		182300II	1018047 (11196)		肩まわりすっきり食事エプロン ハイビスカス(緑)	4902508112567	1,760円	20	155×15×225
83		102301NG	1024915		肩までおえる食事エプロン 花柄(ピンク)	4902508112413	1,760円	20	155×15×225
83		102301NH	1024916		肩までおえる食事エプロン クローバー(黄)	4902508112420	1,760円	20	155×15×225
83		102301NI	1024917		肩までおえる食事エプロン クローバー(青)	4902508112437	1,760円	20	155×15×225
83		619000DE	1030133		車いす・食卓いす用 こぼさない食事エプロン チェック柄	4902508112659	1,980円	20	157×15×230
83		619000DD	1005917 (11266)		車いす・食卓いす用 こぼさない食事エプロン フラワー柄	4902508112666	1,980円	20	155×15×225

頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ (mm)
83	619000AE	1005918 (10758)		簡単ポケット こぼさない食事エプロン	4902508107587	2,200円	20	179×20×290
83	102300PE	1026527		ポケット付きハーフェブロン リーフ(緑)	4902508107921	1,320円	20	155×15×225
83	102300PD	1018248 (11199)		ポケット付きハーフェブロン ハイビスカス(緑)	4902508112598	1,320円	20	155×15×225
84	659000BK	1005745 (11087)		やわらかい介助スプーン	4902508111737	990円	5×4	74×15×230
85	659000BI	1005744 (11085)		すくいやすいスプーン	4902508111713	770円	5×4	74×10×235
85	659000BJ	1005749 (11086)		すくいやすいフォーク	4902508111720	770円	5×4	74×20×235
85	659000BG	1005748 (11083)		かるいスプーン	4902508107877	1,100円	5×4	74×13×228
85	659000BH	1005746 (11084)		かるいフォーク	4902508107884	1,100円	5×4	74×13×228
85	659000AV	1018742 (11088)		使いやすいお箸	4902508107860	1,100円	5×4	74×13×273
85	659000AN	1005738		ストロー付カップ	4902508106184	1,430円	5×4	96×83×155
85	659000AU	1005750		ストロー付カップ専用 替えストロー 3セット入	4902508106009	880円	12×6	90×30×170
87	669101AW	1023211		薬用口腔保湿ミスト 70ml 自然な甘さ	4902508112802	1,320円	6×5	65×37×170
87	669101AX	1023212		薬用口腔保湿ミスト 70ml うるおうハニーレモン	4902508112819	1,320円	6×5	65×37×170
87	669101AM	1023201		舌ブラシ	4902508107389	330円	10×5	46×31×230
88	669101AL	1023200		入れ歯洗浄ブラシ	4902508107426	484円	10×5	60×23×207
88	660101AR	1023206		入れ歯の歯みがき	4902508112758	880円	5×6	58×37×130
88	669101AK	1023199		入れ歯ポット	4902508102919	1,540円	5×6	102×30×122
88	669101AN	1023202		口腔ケア歯ブラシ	4902508102995	385円	10×6	46×20×205
88	669101AV	1023210		口腔保湿ジェル	4902508111751	1,045円	30	74×37×205
89	669101AS	1023207		口腔ケアスポンジブラシ 10本入	4902508111775	605円	5×6	120×40×248
89	669101AT	1023208		口腔ケアスポンジブラシ 60本入	4902508111782	2,860円	6	150×130×210
89	669101AU	1023209		口腔ケアスポンジブラシ 250本入り	4902508111799	10,230円	4	270×210×250

食事

頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ (mm)	
89	669101AO	1023203		歯みがきティッシュ 90枚	4902508112307	715円	24	190×105×60	
89	669101AP	1023204		歯みがきティッシュ 10枚	4902508112321	231円	12×6	75×13×160	
89	669101AQ	1023205		歯みがきティッシュ 90枚 くちあたりおだやかタイプ	4902508111836	715円	24	190×105×60	
90	201910AJ	1005977 (25571)		ミールチェア ML-11 オレンジ 380mm	4902508255714	34,980円	1	640×530×850	
90	201910AK	1005981 (25572)		ミールチェア ML-11 オレンジ 400mm	4902508255721	34,980円	1	640×530×850	
90	201910AL	1005983 (25573)		ミールチェア ML-11 オレンジ 420mm	4902508255738	34,980円	1	640×530×850	
90	201910BJ	1005986 (25574)		ミールチェア ML-11 ライトグリーン 380mm	4902508255745	34,980円	1	640×530×850	
90	201910BK	1005984 (25575)		ミールチェア ML-11 ライトグリーン 400mm	4902508255752	34,980円	1	640×530×850	
90	201910BL	1005972 (25576)		ミールチェア ML-11 ライトグリーン 420mm	4902508255769	34,980円	1	640×530×850	
90	201910CJ	1005978 (25577)		ミールターン ML-21 オレンジ 380mm	4902508255776	45,980円	1	630×545×850	
90	201910CK	1005976 (25578)		ミールターン ML-21 オレンジ 400mm	4902508255783	45,980円	1	630×545×850	
90	201910CL	1005982 (25579)		ミールターン ML-21 オレンジ 420mm	4902508255790	45,980円	1	630×545×850	
90	201910DJ	1005973 (25580)		ミールターン ML-21 ライトグリーン 380mm	4902508255806	45,980円	1	630×545×850	
90	201910DK	1005985 (25581)		ミールターン ML-21 ライトグリーン 400mm	4902508255813	45,980円	1	630×545×850	
90	201910DL	1005980 (25582)		ミールターン ML-21 ライトグリーン 420mm	4902508255820	45,980円	1	630×545×850	
91	300092AB	1018788 (25641)		個別昇降テーブル ここあ PR-T4 天板	4902508256414	211,200円	1	1090×880×560	
91	300092AC	1018789 (25642)		個別昇降テーブル ここあ PR-T4 台座	4902508256421	52,800円	1	1660×350×150	
92	300090AG			折りたたみ昇降テーブル TLX (4人用)		214,500円	1		
92	300090AH			折りたたみ昇降テーブル TLX (6人用)		258,500円	1		
92	300090AI			折りたたみ昇降テーブル TLX (6~8人用)		412,500円	1		
安全	94	205300AC	1005979 (11169)		衝撃吸収マット	4902508111690	35,200円	1	910×660×90
生活	94	109010AE	1005925 (25583)		もしもしフォン	4902508255837	2,002円	12	75×75×290

食事

安全

生活

2022年10月 ピジョンタヒラ ホームページリニューアル!

最新情報はもちろん、介護コラムやお役立ち動画など、
介護についての情報も掲載しています。是非ご利用ください!



<https://www.pigeontahira.co.jp>

ピジョンタヒラ

検索 🔍

介護用品・機器の総合メーカー

ピジョンタヒラ株式会社

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-4 ピジョンビル TEL.03-3661-4371(代)

■ お問い合わせは最寄りの営業所まで

札幌営業所	〒004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目3-31 3階	TEL.011-806-1161	FAX.011-806-1160
仙台営業所	〒980-0023 宮城県仙台市青葉区北目町1-18 ピースビル北目町 9階	TEL.022-208-8811	FAX.022-208-8810
東京営業所	〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-4 ピジョンビル	TEL.03-3661-4312	FAX.03-6667-6012
名古屋営業所	〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-12-13 丸の内プラザビル3階	TEL.052-231-9811	FAX.052-231-9813
大阪営業所	〒534-0025 大阪府大阪市都島区片町1-9-16	TEL.06-6354-5771	FAX.06-6354-5760
広島営業所	〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-11-2 グランドビル大手町11階	TEL.082-543-5181	FAX.082-543-5185
福岡営業所	〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜2-4-1 東芝福岡ビル15階	TEL.092-716-3621	FAX.092-716-7010

● 商品改良のため、仕様・外観および価格は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
● 印刷物と実物とは多少色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

23.04.18,5.PT327.JP

