

ハビナース 衝撃吸収マット



注意

- ベルトは、マットの下に収納してご使用ください。
- 使用しないときは、折り畳んでベッド脇などに収納してください。
- カバーを強く摩擦すると、色落ちすることがあります。

使用目的

本製品はベッドから落下の際の衝撃を吸収するためのものです。落下によるケガのすべてを防止するものではありません。

お手入れ

カバーの汚れを落とすときは、薄めた中性洗剤をつけた布で拭き取ってください。中性洗剤は、製品に記載されている濃度に必ず薄めてご使用ください。また、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

仕様

カバー／ポリエステル100% (抗菌・難燃・防水・撥水加工)
中 材／ポリエチレンフォーム、ウレタンフォーム
寸 法／(約) 長さ1,800×幅650×高さ40mm
重 量／(約) 2.7kg

日本製

ピジョン株式会社

〒103-8480 東京都中央区日本橋久松町4-4
(お客様相談室) TEL 03(5645)1188
受付時間 9時～17時(土・日・祝日を除く)
ピジョンホームページは <http://pigeon.info/>



製造番号